

Stație de spălare oculară Buffet Drop

Cod: CPS211 · 2 flacoane soluție tampon pH neutru ~200 ml · montaj pe perete · MDR 2017/745

Producător: PVS First Aid · Italia



Descriere

Stație de spălare oculară cu două flacoane de soluție tampon fosfat cu pH neutru, pentru neutralizarea inițială rapidă a stropirilor ușoare cu acizi sau baze. Se montează pe perete, cu acces imediat în caz de urgență.

Caracteristici principale

- 2 flacoane de ~200 ml soluție tampon fosfat, pH neutru
- Neutralizare inițială rapidă a stropirilor ușoare cu acizi sau baze
- Stație de perete din ABS, cu suport și capac de protecție
- Flacoane cu cupă oculară integrată – aplicare directă pe ochi
- Kit de fixare inclus (șuruburi și dibluri)
- Dispozitiv medical conform MDR (UE) 2017/745; instrucțiuni multilingve

Specificații tehnice

Specificație	Valoare
Cod produs	CPS211
Tip echipament	Stație de spălare oculară de perete, cu flacoane de soluție tampon
Soluție	Tampon fosfat, pH neutru
Flacoane	2 × ~200 ml, cu cupă oculară
Material stație	ABS
Montaj	Pe perete, cu suport; kit de fixare inclus
Utilizare	Neutralizare inițială a stropirilor ușoare acide / alcaline
Durată irigare recomandată	10–15 minute
Reglementare	Dispozitiv medical conform MDR (UE) 2017/745
Conținut kit	2 flacoane, stație ABS cu suport, kit fixare, instrucțiuni multilingve
Producător	PVS S.p.A., Italia

Montaj și punere în funcțiune

1. Alegeți un loc vizibil, ușor accesibil, aproape de zona de risc, la înălțimea ochilor.
2. Fixați stația pe perete cu șuruburile și diblurile din kit; verificați stabilitatea.
3. Așezați cele două flacoane în locașuri, cu eticheta la vedere, și închideți capacul.
4. Notați data de expirare a flacoanelor și programați înlocuirea lor.
5. Semnalizați locul cu pictograma „spălare oculară” și instruiți personalul.

Mod de utilizare în caz de urgență

1. Deschideți capacul stației și luați un flacon.
2. Scoateți capacul flaconului / rotiți duza și aplicați cupa pe ochi.
3. Apăsați flaconul și irigați 10–15 minute, ținând ochiul deschis.
4. Scoateți lentilele de contact, dacă este posibil, și consultați un medic.
5. Înlocuiți flacoanele folosite și verificați termenele de valabilitate.

Întreținere

- Verificați lunar: flacoane sigilate, nedeteriorate, în termen de valabilitate; capac și suport intacte.
- Un flacon deschis se folosește o singură dată și se aruncă – nu se resigilează și nu se reumple.
- Ștergeți stația cu o lavetă umedă; nu folosiți solvenți sau agenți abrazivi.
- Păstrați flacoanele ferite de îngheț și de lumina directă a soarelui.
- Înlocuiți flacoanele expirate chiar dacă nu au fost folosite.

Avertizări

- Măsură de prim ajutor imediat; nu înlocuieste consultul medical – după irigare, adresați-vă întotdeauna unui medic.
- Pentru stropiri cu substanțe puternic corozive sau în cantitate mare, continuați irigarea la un duș de ochi racordat la apă.
- Nu folosiți soluția după data de expirare sau dacă flaconul a fost deschis.
- Nu utilizați pentru alte scopuri decât spălarea oculară.
- Respectați legislația de securitate și sănătate în muncă privind echipamentele de prim ajutor.

Unde se folosește

Laboratoare, cabinete medicale și stomatologice, saloane de înfrumusețare, ateliere și hale de producție, spălătorii, bucătării profesionale, școli și instituții – oriunde există risc de stropire a ochilor cu substanțe iritante, acide sau alcaline, și este nevoie de o măsură de prim ajutor la îndemână, fără racord la apă.



Pachetul conține: 2 flacoane soluție tampon pH neutru ~200 ml cu cupă oculară, stație de perete ABS cu suport și capac, kit de fixare (șuruburi și dibluri), instrucțiuni multilingve.