

ENERGY — geantă termoreglabilă pentru încălzirea soluțiilor perfuzabile

Spencer Italia · cod GIMA 27218



Imagine cu titlu ilustrativ.

DATE DE IDENTIFICARE

Cod produs	27218
Cod producător	IF03030A
Cod EAN / UPC	7426848150852
RDM (NSIS)	196129
Cod CND	Z12030305
Încadrare	Dispozitiv medical · clasa IIa
Conformitate	Directiva 93/42/CEE · CE 0123
Organism notificat	TÜV SÜD Product Service GmbH
Unitate de vânzare	1 bucată
Țara de fabricație	Italia

DESTINAȚIE

Geantă termoreglabilă pentru încălzirea soluțiilor perfuzabile. Folosită ca sursă activă de căldură, este indicată pentru prevenirea și tratarea hipotermiei. Compartimentul principal este încălzit de o rezistență electrică, iar lichidele de perfuzie se mențin la temperatură constantă și pot fi transportate în afara ambulanței pentru perioade scurte. Este destinată medicinei de urgență, spitalelor și taberelor de campanie. Construcția compactă permite utilizarea suspendată pe targă, în ambulanță ca suport de flacon sau în interiorul altor containere mai mari.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni (L × l × H)	24 × 14 × 33 cm	Sursă de căldură	rezistență ultra-subțire din aliaj metalic
Greutate	1,2 kg	Termostate	3
Material exterior	PVC	Siguranță fuzibilă	7,5 A lamelară 32 V, în ștecărul de brichetă
Căptușeală interioară	nylon 210	Priză brichetă	DIN ISO 4165
Tensiune de alimentare	12 V c.c.	Carabiniere interne	2, din nylon 66
Putere nominală	45 W la 12 V	Grad de protecție	IP3x
Absorbție	3,75 A	Clasă de izolare	II

PERFORMANȚĂ ȘI CONDIȚII DE MEDIU

Temperatură de lucru a geții	38 °C ± 4 °C	Temperatură de funcționare	-20 ... +40 °C
Timp până la temperatura de lucru	cca. 7 min la 18 °C ± 3 °C ambiant	Temperatură de depozitare	-20 ... +50 °C
Utilizare continuă	maximum 48 de ore	Umiditate relativă	30 – 70 %

Timpul necesar atingerii temperaturii dorite depinde de temperatura inițială a lichidului, temperatura exterioară, compoziția chimică a soluției, tipul recipientului și durata conectării la sursa de alimentare.

CONȚINUTUL LIVRĂRII ȘI ACCESORII

Se livrează cu buzunar frontal pentru cablul de alimentare, buzunar transparent pentru identificare, cablu cu ștecăr, curea de umăr reglabilă și manual de utilizare în engleză și italiană. Accesoriu separat: **IF03031A**, tub izolan E-tube pentru tubul de ieșire al soluției. Fără piese de schimb.

Avertismente esențiale

- Se utilizează exclusiv de către personal medical instruit pe acest dispozitiv.
- Destinat exclusiv încălzirii soluțiilor perfuzabile — **nu se utilizează niciodată pentru încălzirea sângelui sau a plasmei.**
- Nu se utilizează mai mult de 48 de ore consecutive.
- În timpul utilizării, geanta se menține în poziție verticală.
- Înainte de conectare se verifică compatibilitatea circuitului electric al autospecialei cu conexiunile dispozitivului.
- Echipamentele de radiofrecvență pot afecta funcționarea corectă; nu se utilizează la mai puțin de 30 cm de dispozitiv sau de componentele sale.

VERIFICARE, ÎNTREȚINERE ȘI DURATĂ DE VIAȚĂ

Înainte și după fiecare utilizare, precum și cel puțin trimestrial, se verifică: funcționalitatea generală, curățenia, integritatea structurii (tăieturi, găuri, rupturi), integritatea cablului și a ștecărului, conectarea la sursa de 12 V c.c., starea siguranței fuzibile, a carabinierelor interne și funcționarea fermoarelor. Curățarea se face cu o lavetă curată și dezinfectant uzual, cu protejarea componentelor electrice; uscarea se face natural, fără surse directe de căldură. Dispozitivul se revizuieste anual de producător sau de un centru autorizat. Durata medie de viață indicată de producător este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă 5 ani în urma reviziei generale anuale. Se folosesc exclusiv accesorii originale sau aprobate de producător.

PRODUCĂTOR

Spencer Italia S.r.l.
Via Provinciale 12, 43038 Sala Baganza
(PR), Italia
Fabricat în Italia

FURNIZOR

Gima S.p.A.
Via Marconi 1, 20060 Gessate (MI), Italia
www.gimaitaly.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA

Golden Protect
SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L.
www.goldenprotect.ro
contact@goldenprotect.ro

