

4.4 Конструкция, аксесоари и описание на софтуера

А. Конструкция: основен модел.

Б. Аксесоари: ръководство за потребителя, въжence за окачване.

Проверете издeлeтo и аксeсoаритe съгласно списъка, за да избeгнeтe неизпpавнa рaбoтa нa издeлeтo.

В. Описание на софтуера

Версия на издание: V2

5 Ръководство за Експлоатация

5.1 Поставете две батерии в правилната посока и след това поставете обратно капака.

5.2 Отворете скобата, както е показано на Фигура 5.



Фигура 5. Поставете пръста в позиция

- 5.3 Поставете пръста на пациента в гумените подложки на шипката (уверете се, че пръстът е в правилно положение) и приципетете пръста.
- 5.4 Натиснете еднократно бутона на предния панел.
- 5.5 По време на процеса не мърдайте пръста и пациентът трябва да стои спокойно. Не се препоръчва тялото да се движи.
- 5.6 Получавате информацията директно от екрана.
- 5.7 В състояние на първоначално зареждане, натиснете бутона и издeлeтo е нулиранo.
- 5.8 В състояние, в което не се извършва измерване, то автоматично ще премине в състояние на готовност, когато няма активност в рамките на 5 сек.

Ноктите и луминесцентната тръба не трябва да са от една и съща страна.

6 Поддръжка, транспорт и съхранение

6.1 Почистване и дезинфекция

Преди почистване издeлeтo трябва да се изключи и не трябва да се потапя в течност.

Преди почистване извадете вътрешната батерия, не потапяйте в течност. Използвайте 75% алкохол, за да забършете отвора на издeлeтo и подложката за нокти, оставете да изсъхне естествено или го почистете с чиста и мека кърпа. Не пръскайте никакви течности директно върху издeлeтo и не позволявайте в издeлeтo да проникнат течности.

6.2 Поддръжка

А. Периодично проверявайте основното устройство и всички аксесоари, за да се уверите, че няма видими повреди, които могат да повлияят на безопасността на пациента и характеристиките на проследяване. Препоръчва се издeлeтo да се проверява най-малко ежеседмично. Когато има явна повреда, спрете да го използвате.

Б. Почистете и дезинфектирайте издeлeтo преди/след употреба съгласно ръководството за употреба (6.1).

В. Сменете батериите навреме, когато се появи символа за изтощена батерия.

Г. Ако издeлeтo не се използва продължително време, извадете батериите.

Д. Не е необходимо издeлeтo да се калибрира по време на поддръжка.

6.3 Транспорт и съхранение

А. Опакованото изделие може да се транспортира с обикновени средства за транспортиране или според транспортния договор. По време на транспортиране избягвайте силни удари, вибрация и напърскване с дъжд или сняг, освен това не може да се транспортира смесено с токсични, вредни и предизвикващи корозия материали.

Б. Опакованото изделие трябва да се съхранява в добре проветриво помещение и без корозионни газове. Температура: -40°C~+60°C Относителна влажност: ≤95%.

7 Отстраняване на неизправности

Проблеми	Възможна Причина	Решение
Стойностите не могат да се покажат нормално или стабилно.	1) Пръстът не е правилно поставен.	1) Поставете пръста правилно и повторете измерването.
	2) Пръстът трепери или пациентът се движи.	2) Изчакайте пациентът да се успокои.
	3) Издeлeтo не се използва в изискваната в ръководството среда.	3) Използвайте издeлeтo в нормална обстановка.
Устройството не може да бъде включено	4) Издeлeтo работи необичайно.	4) Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.
	1) Батерията е изтощена или почти изтощена.	1) Подменете батериите.
	2) Батерията е поставена неправилно.	2) Поставете батериите отново.
Дисплей внезапно изчезва.	3) Неизправност на издeлeтo.	3) Моля, свържете се с местния център за техническо обслужване.
	1) Издeлeтo влиза в режим на тестене на енергия.	1) Нормално.
	2) Нисък заряд на батерията.	2) Подменете батериите.
	3) Издeлeтo работи необичайно.	3) Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.

8 Бутон на символите

Символ	Описание
	Част в контакт тип BF
	Спазвайте инструкциите за употреба
%SpO ₂	Сатурация с кислород на пулса(%)
PRbpm	Честота на пулса (bpm)
	Указанието е за нисък заряд на батерията (подменете батерията навреме, за да избегнете неточно измерване)
---	1. Няма поставен пръст 2. Сигнал на индикатор за неадекватност
+	Положителен електрод на батерия
—	Катод на батерия
	1. Изход от режим на готовност. 2. Нулиране
SN	Сериен номер
	Блокиране на алармата
	Изхвърляне на OEEО
IP22	Степен на защита на обвивката
	Да се съхранява между и °C
	Ограничение на влажността
	Граница на атмосферното налягане
	Високо
	Чупливо, да се бораи внимателно
	Да се съхранява на хладно и сухо място
	Може да се рециклира
	Производител
	Дата на производство
EC REP	Оторизиран представител в Европейската общност
CE	Медицинско устройство, отговарящо на Директива 93/42/EEC
P/N	Код на материал
LOT	Номер на партида
REF	Код на продукта
MD	Медицинско изделие
	Да се съхранява на място, защитено от слънчева светлина
	Внесено от
UDI	Уникален идентификатор на устройството

Забележка: издeлeтo Ви може да не съдържа всички долупосочени символи.

9 Спецификация на функция

SpO ₂ [вж. бележка 1]	
Обхват на дисплея	0% ~ 99%
Обхват на измерване	0% ~ 100%
Прецизност [вж. бележка 2]	70%~100%: ±2%; 0%~69%: непосочен.
Резолюция	1%
PR	
Обхват на дисплея	30 bpm ~ 250 bpm
Обхват на измерване	30 bpm ~ 250 bpm
Прецизност [вж. бележка 3]	±2 bpm по време на обхвата на честота на пулса от 30 bpm ~ 99 bpm и ±2% по време на обхвата на честота на пулса от 100 bpm ~ 250 bpm.
Резолюция	1 bpm
Точност при ниска перфузия [вж. бележка 4]	Ниска перфузия 0,4%: SpO ₂ : ±4%; PR: ±2 bpm по време на обхвата на честота на пулса от 30 bpm ~ 99 bpm и ±2% по време на обхвата на честота на пулса от 100 bpm ~ 250 bpm.
Интерференция на светлината	В условия на нормална и обкръжаваща светлина, отклонението на SpO ₂ ≤ 1%

Интензитет на пулса	Непрекъснат барграф дисплей, най-горният дисплей показва по-силен импулс.
Оптичен сензор [вж. бележка 5]	
Червена светлина	Дължина на вълната: около 660 nm, оптична изходна мощност: < 6,65 mW
Инфракчервена светлина	Дължина на вълната: около 905 nm, оптична изходна мощност: < 6,75 mW
Клас на безопасност	Вътрешно захранвано оборудване, тип BF приложена част
Международна защита	IP22
Работно напрежение	DC 2.6 V—3.6 V
Работен ток	≤25mA
Захранване	1.5V (размер AAA) алкални батерии x 2 или акумулаторни батерии
Живот на батериите	Когато се захранва от две нови батерии в гаранционния срок издeлeтo може да работи непрекъснато в продължение на 20 часа.
Размери и тегло	
Размери	57 mm (Д) x 31 mm (Ш) x 32 mm (В)
Тегло	Около 50 g (с батериите)

Бележка 1: претендиите за SpO₂ точност трябва да бъдат подкрепени от измервания при клинични проучвания, проведени на целия обхват. Чрез изкуствено индуцирани постигните стабилно ниво на кислород в обхвата от 70 % до 100 % SpO₂, в сравнение със стойностите SpO₂, събрани от вторично стандартно пулсово оксиметрово оборудване и тестовното оборудване междувременно, за оформяна на двоени данни, които се използват за анализа на точността.

Има 12 здрави доброволци (жъне: 6. жени: 6; възраст: 18~50; цвят на кожата: черен: 2, светъл: 8, бял: 2) данни в клиничния доклад.

Бележка 2: тъй като измерванията на оборудването пулсов оксиметър са статистически разпределени, може да се очаква само за около две-трети от измерванията на оборудването пулсов оксиметър да са в рамките на ±рамената на стойността, измерена с KO-OКСИМЕТЪР.

Бележка 3: Пациентски симулатор беще използван за проверка на точността на честотата на пулса, установи се като средноадаватна разлика между стойността на PR измерване и стойността, зададена от симулатора.

Бележка 4: процент модулация на инфракчервен сигнал като индикация за сила на пулсацията сигнал, беще използван пациентски симулатор за проверка на точността му в условия на ниска перфузия. Стойностите на SpO₂ и PR са различни поради условия на нисък сигнал, сравнете ги с известните стойности на SpO₂ и PR на входния сигнал.

Бележка 5: оптичните сензори като излъчващи светлинна компоненти ще засенят други медицински изделия, приложени в обхвата на дължината на вълната. Информацията може да бъде полезна за клиницисти, които провеждат оптично лечение. Например, фотодинамична терапия, извършена от клиницист.

ЕМС

Това устройство е подходящо за професионална здравна среда и за домашна здравна среда

- Предупреждение:
- Не поставяйте близо до ВИСОКОЧЕСТОТНО ХИРУРГИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ и радиочестотно защитено помещение на МЕДИЦИНСКА СИСТЕМА за образна диагностика с магнитен резонанс, където интензитета на ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ СМУЩЕНИЯ е висок.
 - Употребата на това издeлeтo в съседство или подредено над друго оборудване трябва да се избягва, защото може да доведе до неизправна работа. Ако такава употреба е необходима, това оборудване и другото оборудване трябва да се следят, за да се провери, че работят нормално.
 - Употребата на аксесоари, трансдуктори и кабели, различни от посочените или предоставени от производителя на това оборудване, може да доведе до повишени електромагнитни емисии или намален електромагнитен имунитет на това оборудване и да предизвика неправилно функциониране.
 - Преносимо радиочестотно комуникационно оборудване (включително периферия като кабели за антена и външни антени) не трябва да се използват на разстояние, по-малко от 30 cm (12 инча) от която и да е част на оборудването, включително кабели посочени от производителя. В противен случай може да се стигне до влошаване на характеристиките на това оборудване.

Забележка:

- Това оборудване се нуждае от специални предпазни мерки относно ЕМС и е необходимо да бъде инсталирано и въведено в експлоатация съгласно предоставената по-долу информация за ЕМС.
- Основните характеристики: SpO₂ Обхват на измерване: 70% ~ 100%, абсолютна грешка: ±2%; PR Обхват на измерване: 30 bpm ~ 250 bpm, точност: ±2 bpm or ±2%, което е по-голямо.
- Когато издeлeтo е подложено на смущения, измерените данни могат да варират, повторете измерването неколккратно в друга обстановка, за да се уверите в точността му.
- Други изделия могат да повлияят на това изделие дори и да отговарят на изискванията на CISPR.

Таблица 1:

Ръководство и декларация - електромагнитни емисии	
Тест за емисии	Съответствие
Излъчвани радиочестотни емисии CISPR 11	Група 1
Излъчвани радиочестотни емисии CISPR 11	Клас В
Хармонично изкривяване IEC 61000-3-2	Неприложимо
Флуктуации на напрежението и фликер IEC 61000-3-3	Неприложимо

Таблица 2:

Ръководство и декларация - електромагнитна устойчивост		
Изпитване за устойчивост	IEC60601 ниво на тест	Ниво на съответствие
Електростатично разрядване (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV контакт ±15 kV въздух	±8 kV контакт ±15 kV въздух
Електрически бърз преходен процес/пакет импулси IEC 61000-4-4	±2 kV за захранващи линии ±1 kV за входно/изходни линии	Неприложимо
Устойчивост на отскок IEC 61000-4-5:	±1 kV линия(и) към линия(и) ±2 kV линия(и) към земя	Неприложимо
Спадания на напрежението и прекъсвания на напрежението IEC 61000-4-11	0 % UT; 0.5 цикъл „At0“,45°,90°,135°,180°,225°,270°ги 315°. 0 % UT; 1 цикъл и 70 % UT; 25/30 цикли; Единична фаза:при 0°. 0 % UT; 250/300 цикъл	Неприложимо
Честота на захранване (50/60Hz) магнитно поле IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
Провеждани радио честоти IEC61000-4-6	3 V 0.15MHz - 80 MHz 6 V в ISM и любителски радио честоти между 0.15MHz до 80MHz 80kAM при 1kHz	Неприложимо
Излъчвани радиочестоти IEC61000-4-3	10V/m 80MHz~2,7GHz 80kAM при 1kHz	10V/m 80MHz~2,7GHz 80kAM при 1kHz

ОТЕ UT е променливо токово захранващо напрежение преди прилагане ниво на тест

Таблица 3:

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост					
Тест Честота (MHz)	Лента (MHz)	Обслужван е	Модулация	IEC6060 1-1-2 Ниво на тест (V/m)	Ниво на съответствие (V/m)
385	380 – 390	TETRA 400	Пулс модулация b) 18 Hz	27	27
450	430 – 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ±5 kHz отклонение 1 kHz синус	28	28
710	704 – 745	LTE лента 13,17	Пулс модулация b) 217 Hz	9	9
810	800 – 870	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE лента 5	Пулс модулация b) 18 Hz	28	28
1720	1845	GSM 1800; CDMA 1800; GSM 1900; DECT; LTE лента 1, 3, 4, 25; UMTS	Пулс модулация b) 217 Hz	28	28
1970	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE лента 7	Пулс модулация b) 217 Hz	28	28
5240	5100 – 5500	WLAN 802,11 a/n	Пулс модулация b) 217 Hz	9	9
5785	5800				



Изхвърляне: Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци. Потребителите трябва да изхвърлят оборудването за скрап, като го занесат в пункта за събиране, посочен за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

CMS2.782.028(CE/USA)/ES2.4 1.4.01.51.140 2023.11

5 Vodič za upotrebu

- 5.1 Ispravno umetnite dvije baterije, a zatim vratite poklopac.
5.2 Otvorite senzor kako je prikazano na slici 5.



Slika 5. Stavite prst

- 5.3 Stavite pacijentov prst u gumene jastučiće stezaljke (provjerite je li prst u ispravnom položaju), a zatim zakačite prst.
5.4 Pritisnite gumb jednom na prednjoj ploči.
5.5 Nemojte tresti prstom i držite pacijenta opuštenim tijekom procesa. U međuvremenu, ljudsko tijelo se ne preporučuje u statusu kretanja.
5.6 Očitajte informacije izravno sa zaslona.
5.7 U stanju pokretanja, pritisnite gumb i uređaj se resetira.
5.8 U stanju bez mjerenja, automatski će ući u stanje pripravnosti ako nema operacije unutar 5 s.

 **Nokti i luminiscentna cijev trebaju biti na istoj strani.**

6 Održavanje, transport i skladištenje

6.1 Čišćenje i dezinfekcija

Prije čišćenja uređaj mora biti isključen i ne smije se uranjati u tekućinu. Izvadite unutarnju bateriju prije čišćenja, nemojte je uranjati u tekućinu. Koristite 75 % alkohola za brisanje kućišta uređaja i jastučića za nokte, prirodno osušite ili očistite čistom i mekom krpom. Ne prskajte tekućinu izravno na uređaj i izbjegavajte prodiranje tekućine u uređaj.

6.2 Održavanje

- A. Povremeno provjeravajte glavnu jedinicu i svu dodatnu opremu kako biste bili sigurni da nema vidljivih oštećenja koja bi mogla utjecati na sigurnost pacijenta i performanse nadzora. Preporuča se da se uređaj pregleda najmanje jednom tjedno. Kada postoji očito oštećenje, prestanite ga koristiti.
B. Očistite i dezinficirajte uređaj prije/nakon uporabe u skladu s korisničkim priručnikom (6.1).
C. Zamijenite baterije na vrijeme kada se pojavi pojava slabe baterije.
D. Izvadite baterije ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme.
E. Uređaj ne treba kalibrirati tijekom održavanja.

6.3 Transport i skladištenje

- A. Zapakirani uređaj može se transportirati običnim prijevozom ili prema ugovoru o prijevozu. Tijekom transporta izbjegavajte jake udare, vibracije i prskanje kišom ili snijegom i ne smije se transportirati pomiješan s otrovnim, štetnim, korozivnim materijalom.
B. Zapakirani uređaj treba biti pohranjen u prostoriji bez korozivnih plinova i dobroj ventilaciji. Temperatura: -40 °C~+60 °C; Relativna vlažnost:: ≤95 %.

7 Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Vrijednosti se ne mogu prikazati normalno ili stabilno.	1) Prst nije pravilno umetnut.	1) Umetnite prst pravilno i ponovno izmjerite.
	2) Prst drhti ili se pacijent pomiče.	2) Neka pacijent bude miran.
	3) Uređaj se ne koristi u okruženju koje zahtijeva priručnik.	3) Koristite uređaj u normalnom okruženju.
	4) Uređaj ne radi normalno.	4) Obratite se postprodaji.
Uređaj se ne uključuje	1) Baterija je ispražnjena ili skoro ispražnjena.	1) Molimo promijenite baterije.
	2) Baterija je neispravno postavljena.	2) Ponovno instalirajte bateriju.
	3) Kvar uređaja.	3) Molimo kontaktirajte lokalni servisni centar.
Zaslon se iznenada isključuje.	1) Uređaj ulazi u način rada za uštedu energije.	1) Normalno.
	2) Slaba baterija.	2) Molimo promijenite baterije.
	3) Uređaj ne radi normalno.	3) Obratite se postprodaji.

8 Simboli

Simbol	Opis
	Primijenjeni dio tipa BF
	Slijedite upute za uporabu
%SpO ₂	Zasićenost pulsa kisikom (%)
PRbpm	Otkucaji srca (otkucaja u minuti)
	Indikacija napona baterije nije ispravna (promijenite bateriju na vrijeme izbjegavajući netočnu mjeru)
---	1. Nije umetnut prst 2. Indikator neadekvatnosti signala

	Pozitivna elektroda baterije
	Baterijska katoda
	1. Izadite iz stanja pripravnosti. 2. Resetiraj
	Serijski broj
	Inhibitor alarma
	Zbrinjavanje OEEO
	Stupanj zaštite kućišta
	Čuvati između 1 °C
	Granica vlažnosti
	Ograničenje atmosferskog tlaka
	Ova strana gore
	Pozor: Pročitajte i pažljivo slijedite upute (upozorenja) za upotrebu (warnings) carefully
	Lomljivo, postupajte oprezno
	Držite zaštićeno od kiše
	Može se reciklirati
	Proizvođač
	Datum proizvodnje
	Ovlašteni zastupnik u Europskoj zajednici
	Medicinski uređaj u skladu s Direktivom 93/42 / EEC
P/N	Kod materijala
	Broj serije
	Šifra proizvoda
	Medicinski uređaj
	Čuvati zaštićeno od sunčeve svjetlosti
	Uvezeno od strane
	Jedinstveni identifikator uređaja

Zabilježba: Vaš uređaj možda ne sadrži sve sljedeće simbole.

9 Specifikacija funkcije

SpO ₂ [vidi bilješku 1]	
Raspon prikaza	0 % ~ 99 %
Mjereni raspon	0 % ~ 100 %
Preciznost [vidi bilješku 2]	70 % ~ 100 % : ±2 %; 0 % ~ 69 % : neodređeno.
Rezolucija	1%
PR	
Raspon prikaza	30 otk/min ~ 250 otk/min
Mjereni raspon	30 otk/min ~ 250 otk/min
Preciznost [vidi bilješku 3]	±2 otkucaja u minuti tijekom raspona pulsa od 30 otkucaja u minuti ~ 99 otkucaja u minuti i ±2% tijekom raspona pulsa od 100 otkucaja u minuti ~ 250 otkucaja u minuti.
Rezolucija	1 otk/min
Točnost pod niskom perfuzijom [vidi bilješku 4]	
Niska perfuzija 0,4%: SpO ₂ : ±4 %; PR: ±2 otkucaja u minuti tijekom raspona pulsa od 30 otkucaja u minuti ~ 99 otkucaja u minuti i ±2% tijekom raspona pulsa od 100 otkucaja u minuti ~ 250 otkucaja u minuti.	
Smetnje svjetla	
U normalnim uvjetima i uvjetima ambijentalnog osvjetljenja, odstupanje SpO ₂ ≤ 1%	
Intenzitet pulsa	
Kontinuirani prikaz stupčastog grafikona, viši prikaz označava jači puls.	
Optički senzor [vidi bilješku 5]	
Crveno svjetlo	Valna duljina: oko 660 nm, optička izlazna snaga: < 6,65 mW
Infracrveno svjetlo	Valna duljina: oko 905 nm, optička izlazna snaga: < 6,75 mW
Klasa sigurnosti	Oprema s internim napajanjem, primijenjeni dio tipa BF
Unutarnja zaštita	IP22
Radni napon	DC 2,6 V—3,6 V

Radna struja	≤ 25 mA
Napajanje	2 x 1,5V (AAA veličina) alkalne baterije ili punjive baterije
Trajanje baterije	Uređaj može neprekidno raditi 20 sati uz napajanje s dvije nove baterije u jamstvenom roku.
Dimenzije i težina	
Dimenzije	57 mm (D) × 31 mm (Š) × 32 mm (V)
Težina	Oko 50 g (uključujući baterije)

Zabilježba 1: tvrdnje o točnosti SpO₂ moraju biti potkrijepljene mjerenjima kliničke studije u cijelom rasponu. Umjetnom induciranjem postignite stabilnu razinu kisika u rasponu od 70 % do 100 % SpO₂, usporedite vrijednosti SpO₂, prikupljene sekundarnom standardnom opremom pulsnog oksimetra i testiranom opremom u isto vrijeme, kako biste formirali uparene podatke koji se koriste za analiza točnosti.
U kliničkom izvješću postoje podaci o 12 zdravih dobrovoljaca (muškarci: 6. žene: 6; dob: 18~50; boja kože: crna: 2, svjetla: 8, bijela: 2).
Zabilježba 2: budući da su mjerenja opreme pulsnog oksimetra statistički distribuirana, može se očekivati da će samo oko dvije trećine mjerenja opreme pulsnog oksimetra biti unutar s krakova vrijednosti izmjerene CO-OKSIMETROM.
Zabilježba 3: Simulator pacijenta korišten je za provjeru točnosti brzine pulsa, navodi se kao korijen srednje kvadratne razlike između izmjerene vrijednosti PR i vrijednosti postavljene simulatorom.
Zabilježba 4: postotak modulacije infracrvenog signala kao indikacije pulsirajuće snage signala, simulator pacijenta korišten je za provjeru njegove točnosti u uvjetima niske perfuzije. Vrijednosti SpO₂ i PR različite su zbog uvjeta niskog signala, usporedite ih s poznatim vrijednostima SpO₂ i PR ulaznog signala.
Zabilježba 5: optički senzori kao komponente koje emitiraju svjetlost, utjecat će na druge medicinske uređaje koji koriste raspon valnih duljina. Informacije mogu biti korisne kliničarima koji provode optički tretman. Na primjer, fotodinamička terapija kojom upravlja kliničar.

EMC

Ova je oprema prikladna za okruženja profesionalnih zdravstvenih ustanova i okruženja za kućnu zdravstvenu njegu

Upozorenje:

- Ne približavajte se aktivnoj HF KIRURŠKOJ OPREMI i RF zaštićenoj prostoriji ME SUSTAVA za snimanje magnetskog rezonancijom, gdje je intenzitet EM SMETNJI visok.
- Uporaba ove opreme u blizini s drugom opremom ili zajedno s njom treba se izbjegavati jer može izazvati neodgovarajući rad. Ako je takva uporaba potrebna, oprema i druga oprema se trebaju promotriti kako bi se provjerilo rade li normalno.
- Korištenje pribora, pretvarača i kabela koji nisu navedeni ili isporučeni od strane proizvođača ove opreme može rezultirati povećanim elektromagnetskim zračenjem ili smanjenom elektromagnetskom otpornošću ove opreme i dovesti do nepravilnog rada.
- Prijenosna RF komunikacijska oprema (uključujući periferne uređaje kao što su antenski kabeli i vanjske antene) ne smije se koristiti bliže od 30 cm (12 inča) od bilo kojeg dijela ove opreme, uključujući kabele koje navodi proizvođač. U suprotnom bi moglo doći do pogoršanja performansi ove opreme.

Zabilježba:

- ova oprema zahtijeva posebne mjere opreza u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti i mora se instalirati i pustiti u rad u skladu s dolje navedenim informacijama o elektromagnetskoj kompatibilnosti.
- Osnovna izvedba: SpO₂ izmjereni raspon: 70% ~ 100%, apsolutna pogreška: ±2%; PR izmjereni raspon: 30 otk/min ~ 250 otk/min, točnost: ±2 otk/min ili ±2%, što god je veće.
- Kada se uređaj ometa, izmjereni podaci mogu varirati, molimo vas da mjerite više puta ili u drugom okruženju kako biste osigurali njihovu točnost.
- Drugi uređaji mogu utjecati na ovaj uređaj iako ispunjavaju zahtjeve CISPR-a.

Tablica 1:

Smjernice i deklaracija - Elektromagnetske emisije	
Ispitivanje emisije	Usklađenost
Zračene RF emisije CISPR 11	1. skupina
Zračene RF emisije CISPR 11	Klasa B
Harmonijski izobličenje IEC 61000-3-2	Nije primjenljivo
Fluktuacije napona i treperenje IEC 61000-3-3	Nije primjenljivo

Tablica 2:

Smjernice i deklaracija - Elektromagnetska otpornost		
Test imuniteta	IEC60601 ispitna razina	Razina usklađenosti
Elektrostatičko pražnjenje (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±15 kV zrak	±8 kV kontakt ±15 kV zrak
Brzi električni prijelaz/prasak IEC 61000-4-4	±2 kV za vodove napajanja ±1 kV za ulazno/ izlazne vodove	Nije primjenljivo
Prenaponski val IEC 61000-4-5:	±1 kV vod(ovi) do voda(ova) ±2 kV vod(ovi) prema zemlji	Nije primjenljivo
Padovi napona i Prekidi napona IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 .ciklus .At0°,45°,90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315°. 0 % UT; 1 ciklus i 70 % UT; 25/30	Nije primjenljivo

	ciklusi; Jednofazni: na 0°. 0 % UT; 250/300 ciklusa	
Frekvencija napajanja (50/60Hz) magnetsko polje IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz/60 Hz	30 A/m 50 Hz/60 Hz
Provedena RF IEC61000-4-6	3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V u ISM i radioamaterskim opsezima između 0,15 MHz do 80 MHz 80 % AM na 1 kHz	Nije primjenljivo
Zračena RF IEC61000-4-3	10V/m 80MHz-2.7GHz 80 % AM na 1 kHz	10V/m 80MHz-2.7GHz 80 % AM na 1 kHz
OTE UT je izmjenični mrežni napon prije primjene ispitne razine		

Tablica 3:

Smjernice i izvaja proizvođača - Elektromagnetska otpornost						
Zračena RF IEC61000-4-3 (Specifikacije ispitivanja za IMUNITET PRIKLJUČKA KUĆIŠTA na RF bežičnu komunikacijs ku opremu)	Test Frekvencija (MHz)	Pojas (MHz)	Usluga	Moduliranje	IEC60601-1-2 Testna razina (V/m)	Razina usklađenosti (V/m)
	385	380 – 390	TETRA 400	Impulsna modulacija b) 18 Hz	27	27
	450	430 – 470	GMR5 460, FRS 460	FM c) ±5 kHz devijacija 1 kHz sinus	28	28
	710	704 – 745	LTE Band 13,17	Impulsna modulacija b) 217 Hz	9	9
	810	800 – 870	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Impulsna modulacija b) 18 Hz	28	28
	930					
	1720	1700 – 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4, 25; UMTS	Impulsna modulacija b) 217 Hz	28	28
	1845					
	1970					
	2450	2400 – 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7	Impulsna modulacija b) 217 Hz	28	28
	5240	5100 – 5500	WLAN 802,11 a/n	Impulsna modulacija b) 217 Hz	9	9
	5785	5800				



Odalaganje: Proizvod se ne smije zbrinjavati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Korisnici moraju osigurati odlaganje opreme koja se odlaže, vodeći ih do mjesta prikupljanja naznačenog za recikliranje električne i elektroničke opreme

UVJETI JAMSTVA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

PULSOXIMETRO OXY-1

Manuale utente

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto

REF CMS50DL (GIMA 35069)

CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD No.112
Qinhuang West Street, Economic & Technical
Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province,
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA
Made in China

MD

CE 0123

IP22

0%

95%

100hPa

500hPa

40°C

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

Istruzioni per l'Utente

Gentili utenti, vi ringraziamo per avere acquistato il Pulsossimetro (di seguito denominato il dispositivo).

Il presente manuale è redatto e compilato in conformità con la direttiva DDM 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici e le relative norme armonizzate. In caso di variazioni o di aggiornamenti del software, le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Il pulsossimetro è un dispositivo medico che può essere usato ripetutamente.

Il presente manuale descrive, in conformità con le caratteristiche e i requisiti del dispositivo, la struttura principale, le funzioni, le specifiche, i metodi appropriati per il trasporto, l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento, la riparazione, la manutenzione e la conservazione, ecc., nonché le procedure di sicurezza per proteggere sia l'utente che il dispositivo. Fare riferimento ai rispettivi capitoli per i dettagli.

Si prega di leggere attentamente il Manuale d'Uso prima di utilizzare il dispositivo. Le procedure di funzionamento descritte nel presente Manuale d'Uso devono essere rigorosamente rispettate. La mancata osservanza delle procedure descritte nel Manuale d'Uso può causare anomalie nella misurazione, danni al dispositivo e lesioni fisiche. Il produttore NON è responsabile per eventuali problemi relativi alla sicurezza, l'affidabilità, le prestazioni e qualsiasi anomalia nella misurazione causati dalla mancata osservanza delle procedure operative descritte nel presente manuale. Tali danni o guasti non sono coperti dalla garanzia fornita dal produttore.

Per via del continuo processo di miglioramento, i prodotti ricevuti potrebbero non essere completamente conformi alla descrizione fornita nel presente Manuale d'Uso. Ci scusiamo vivamente per eventuali inconvenienti.

La nostra società si riserva il diritto di fornire un'interpretazione definitiva del presente manuale. Il contenuto del presente manuale è soggetto a variazioni senza preavviso.

Avvertenze

Ricordano che le seguenti condizioni possono causare gravi conseguenze al tester, all'utente o all'ambiente.

- Pericolo di esplosione - NON usare il dispositivo in ambienti in cui sono presenti gas infiammabili, come ad esempio l'anestetico.
- NON utilizzare il dispositivo durante le valutazioni mediante MRI o CT, poiché la corrente indotta può causare ustioni.
- Le informazioni visualizzate sul dispositivo non devono essere considerate come l'unica base di riferimento per la diagnosi clinica. Il dispositivo viene usato solo come strumento ausiliario nella diagnosi. Pertanto, deve essere utilizzato su consiglio del medico al verificarsi di manifestazioni e sintomi clinici.
- La manutenzione del dispositivo può essere eseguita solo dal personale qualificato specificato dal produttore. Gli utenti non sono autorizzati a eseguire la manutenzione o la riparazione del dispositivo in autonomia. La modifica non autorizzata del dispositivo comporterebbe un rischio inammissibile.
- Se il dispositivo viene utilizzato in modo continuativo, può provocare una sensazione di disagio o di dolore, in particolare negli utenti che soffrono di problemi microcircolatori. Si raccomanda di non utilizzare il sensore sullo stesso dito per più di 2 ore.
- Nel caso di utenti particolari che necessitano di essere sottoposti ad un'ispezione più attenta dell'area di esecuzione del test, si raccomanda di non posizionare il dispositivo su un eventuale edema o sul tessuto morbido.
- Inoltre, si raccomanda agli utenti, compreso il personale di manutenzione, di non guardare direttamente l'emettitore di luce rossa e infrarossa (la luce infrarossa è invisibile) dopo l'accensione del dispositivo, in quanto può essere dannosa per gli occhi.
- Ogni parte del dispositivo è saldamente fissata; in caso di caduta accidentale, le parti più piccole, come ad esempio un pulsante potrebbero staccarsi; evitare di ingerirle per evitare il rischio di soffocamento.
- Il dispositivo contiene materiali quali silicone, PVC, TPU, TPE e ABS la cui biocompatibilità è stata testata secondo i requisiti della norma ISO 10993-1 e ha superato il test di biocompatibilità raccomandato. Le persone allergiche a silicone, PVC, TPU, TPE o ABS non possono utilizzare questo dispositivo.
- NON allentare il cordino per evitare che il dispositivo cada e si danneggi. Il cordino è realizzato in materiale insensibile. Non usare se ci è allergici al cordino. Non avvolgere il cordino intorno al collo per evitare incidenti.
- Lo smaltimento del dispositivo, dei suoi accessori e dell'imballaggio deve essere eseguito in conformità con le leggi e i regolamenti locali, per evitare di inquinare l'ambiente. Inoltre, i materiali di imballaggio devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.

- Il dispositivo non può essere utilizzato con apparecchiature non specificate nel manuale. È possibile utilizzare solo gli accessori specificati o raccomandati dal produttore, poiché in caso contrario possono verificarsi lesioni al tester, all'operatore o danni al dispositivo.
- Controllare il dispositivo prima dell'uso, per assicurarsi che non presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza dell'utente e le prestazioni del dispositivo. In caso di danni evidenti, si raccomanda di sostituire le parti danneggiate prima dell'uso.
- Non è possibile utilizzare i tester funzionali per valutare l'accuratezza del pulsossimetro.
- Alcuni tester funzionali, o simulatori di pazienti, possono essere utilizzati per verificare se il dispositivo funziona normalmente, come ad esempio il simulatore INDEX-2LFE (versione software: 3.00). Si prega di fare riferimento al manuale per le fasi di funzionamento dettagliate.
- Alcuni tester funzionali, o simulatori di pazienti, possono misurare l'accuratezza della curva di calibrazione copiata dal dispositivo, ma non possono essere utilizzati per valutare l'accuratezza del dispositivo.
- Durante l'uso, tenere il dispositivo lontano dalle apparecchiature che possono generare un forte campo elettrico o un forte campo magnetico. L'utilizzo del dispositivo in un ambiente non adatto potrebbe causare interferenze alle apparecchiature radio circostanti o influenzarne il funzionamento.
- Quando il dispositivo deve essere riposto, tenerlo fuori dalla portata di bambini, animali domestici e insetti, per evitare di comprometterne le prestazioni.
- Non collocare il dispositivo in ambienti esposti alla luce diretta del sole, alle alte temperature, all'umidità, alla polvere, al cotone idrofilo o a possibili spruzzi d'acqua, per evitare di comprometterne le prestazioni.
- L'accuratezza della misurazione sarà influenzata dall'interferenza delle apparecchiature elettrochirurgiche.
- Quando diversi prodotti vengono utilizzati contemporaneamente sullo stesso paziente, può verificarsi un pericolo derivante dalla sovrapposizione della corrente di dispersione.
- L'avvelenamento da CO si manifesta con valori di stima superiori alla norma, per cui in tali circostanze si sconsiglia di utilizzare questo dispositivo.
- Il presente dispositivo non è destinato ad un uso terapeutico.
- L'operatore che utilizza il dispositivo può essere lo stesso paziente.
- Il dispositivo non deve essere sottoposto a manutenzione durante l'uso.
- Si raccomanda agli utenti di leggere attentamente il manuale del prodotto prima dell'uso e di utilizzare il dispositivo come specificato

1 Introduzione generale

La saturazione dell'ossigeno è la percentuale di HbO₂ sul totale di Hb nel sangue, la cosiddetta concentrazione di O₂ nel sangue, ed è un importante parametro fisiologico per il sistema respiratorio e circolatorio. Diverse malattie legate all'apparato respiratorio possono causare la diminuzione della SpO₂ nel sangue; inoltre, alcune ulteriori cause, quali l'alterazione dell'omeostasi, traumi subiti nel corso di un'operazione chirurgica e le lesioni derivanti da alcuni check-up medici, potrebbero causare un apporto di ossigeno insufficiente con la conseguente comparsa di sintomi quali vertigini, impotenza, vomito, ecc. L'insorgenza di una sintomatologia grave potrebbe mettere in pericolo la vita del paziente. Pertanto, l'accesso rapido alla SpO₂ dei pazienti rappresenta un grande aiuto per il medico nell'individuazione di un potenziale pericolo e riveste una grande importanza in campo medico-clinico.

Inserire il dito durante la misurazione e il dispositivo visualizzerà direttamente il valore SpO₂ misurato, garantendo una maggiore accuratezza e ripetibilità.

- #### 1.1 Caratteristiche
- A. Facile da usare.
 - B. Di piccole dimensioni, leggero, comodo da trasportare.
 - C. Basso consumo energetico.
- #### 1.2 Ambito di applicazione
- Il Pulsossimetro da dito è un dispositivo non invasivo pensato per il controllo istantaneo della saturazione emoglobinica arteriosa (SpO₂) e frequenza cardiaca di adulti e bambini in ambienti domestici e ospedalieri (incluso l'utilizzo clinico in terapia interna/chirurgica, anestesia e terapia intensiva, ecc.). Il presente dispositivo non è pensato per monitoraggio continuo.

- #### 1.3 Requisiti ambientali
- Condizioni ambientali di conservazione
- a) Temperatura: -40 °C ~ +60 °C
 - b) Umidità relativa: ≤ 95%
 - c) Pressione atmosferica: 500 hPa ~ 1060 hPa
- Condizioni ambientali di funzionamento
- a) Temperatura: +10 °C ~ +40 °C
 - b) Umidità relativa: ≤ 75%
 - c) Pressione atmosferica: 700 hPa ~ 1060 hPa
- #### 1.4 Precauzioni
- ##### 1.4.1 Attenzione
- Segnala condizioni o pratiche che possono causare danni al dispositivo o ad altre apparecchiature.

- Prima di usare il dispositivo, assicurarsi che lo stato e le condizioni operative siano normali.
- Per ottenere una misurazione più precisa, si raccomanda di utilizzare il dispositivo in un ambiente tranquillo e confortevole.
- Se il dispositivo viene portato da un ambiente freddo o caldo a un ambiente tiepido o umido, si prega di non usarlo immediatamente e di aspettare almeno quattro ore.
- Se il dispositivo viene spruzzato con acqua, si prega di sospendere l'utilizzo.
- NON azionare il dispositivo con oggetti appuntiti.
- Non è consentita la sterilizzazione ad alta temperatura, ad alta pressione, a gas o la disinfezione per immersione del dispositivo. Fare riferimento al capitolo (6.1) del Manuale d'Uso per la pulizia e la disinfezione. Prima della pulizia e della disinfezione, rimuovere la batteria interna.
- Il dispositivo è adatto per gli adulti.
- Il dispositivo potrebbe non essere adatto a tutti gli utenti; se non si ottiene un risultato soddisfacente, sospendere l'utilizzo.
- La media dei dati e l'elaborazione del segnale comportano un ritardo nell'aggiornamento dei valori dei dati SpO₂. Quando il periodo di aggiornamento dei dati è inferiore a 30 secondi, il tempo per ottenere i valori medi dinamici aumenterà e ciò è dovuto alla degradazione del segnale, alla bassa perfusione o ad altre interferenze, a seconda del valore PR.

- Il dispositivo ha una durata di vita di 3 anni a partire dalla data di fabbricazione: vedere l'etichetta.
- Il dispositivo non è dotato di funzione di allarme di superamento dei limiti per SpO₂ e PR; pertanto non è idoneo all'uso laddove tale funzione sia necessaria.
- Il dispositivo non è dotato della funzione di notifica di batteria scarica, ma visualizza solo il livello di bassa carica della batteria; sostituire le batterie quando la loro capacità risulta esaurita.
- La temperatura massima misurata dal tester nell'interfaccia sonda SpO₂-tessuto deve essere inferiore a 41°C.
- Durante la misurazione, se sullo schermo vengono visualizzate condizioni anomale, si prega di estrarre il dito e reinserirlo per ripetere la misurazione.
- Se vengono visualizzati errori non noti durante la misurazione, rimuovere le batterie per interrompere il funzionamento.
- Non contorcere o trascinare il filo del dispositivo.
- Quando il grafico a barre, che è indicatore di inadeguatezza del segnale, si muove in modo instabile, l'accuratezza del valore misurato può risultare compromessa. Quando il valore misurato letto tende ad essere costante, è quello ottimale.
- Se il dispositivo o il componente utilizzato è destinato ad un uso singolo, l'uso ripetuto di queste parti comporterà dei rischi e comprometterà i parametri tecnici dell'apparecchiatura noti al produttore.
- Se necessario, la nostra società potrà fornire ulteriori informazioni (come ad esempio schemi elettrici, elenchi di componenti, illustrazioni, ecc.), in modo che il personale tecnico qualificato dell'utente possa riparare i componenti del dispositivo come indicato dalla nostra società.
- I risultati misurati potranno essere influenzati dalla presenza di sostanze coloranti esterne (come ad esempio smalto per unghie, coloranti o prodotti colorati per la cura della pelle, ecc.), pertanto si raccomanda di non utilizzarle sull'area di esecuzione del test.
- Inoltre, se le dita sono troppo fredde o troppo sottili o se l'unghia è troppo lunga, i risultati della misurazione possono essere compromessi, pertanto si raccomanda di inserire le dita più grosse, come ad esempio il pollice o il medio, abbastanza in profondità nella sonda durante la misurazione.
- Il dito deve essere posizionato correttamente (vedere figura 5 allegata), poiché un posizionamento errato o una posizione di contatto impropria con il sensore influenzeranno la misurazione.
- La luce tra il tubo fotolettrico di ricezione e il tubo di emissione della luce del dispositivo deve passare attraverso l'arteriola del soggetto. Assicurarsi che il percorso ottico sia libero da ostacoli, quali ad esempio tessuti gommati, in modo da evitare che i risultati siano imprecisi.
- I risultati di misurazione potrebbero essere influenzati da un'eccessiva illuminazione dell'ambiente, come a esempio nel caso di utilizzo di luci chirurgiche (soprattutto le fonti di luce allo xenon), lampade per la terapia della bilirubina, lampade fluorescenti, lampade di riscaldamento a infrarossi, luce diretta del sole, ecc. Per impedire l'interferenza della luce dell'ambiente circostante, assicurarsi di posizionare adeguatamente la sonda e di coprirla con un materiale opaco.
- Un frequente movimento (attivo o passivo) o un'attività elevata del soggetto potrebbero influenzare l'accuratezza della misurazione.
- Il Pulsossimetro non deve essere posizionato su un arto sul quale è stato collocato il bracciale di misurazione della pressione sanguigna, il dotto arterioso o il tubo intraluminale.
- Il valore misurato potrebbe essere impreciso durante la defibrillazione e in un breve periodo dopo la defibrillazione, poiché il dispositivo non è a prova di defibrillatore.
- Il dispositivo è stato calibrato prima di essere consegnato.
- Il dispositivo è calibrato per la visualizzazione della saturazione funzionale di ossigeno.
- Le apparecchiature collegate all'interfaccia del pulsossimetro devono essere conformi ai requisiti della norma IEC 60601-1.

- #### 1.4.2 Restrizioni cliniche
- A. Poiché la misurazione è eseguita sulla base della pulsazione dell'arteriola, è necessario che il soggetto abbia un sufficiente flusso di sangue. In un soggetto con pulsazioni indebolite a causa di shock, bassa temperatura ambientale o corporea, gravi emorragie, o in trattamento con farmaci vasocostrittori, la forma d'onda SpO₂ (PLETH) diminuirà. In questo caso, la misurazione sarà influenzata da agenti coloranti intravascolari (come il verde indocianina o il blu di metilene) e dalla pigmentazione della pelle.
- B. La misurazione sarà influenzata da agenti coloranti intravascolari (come il verde indocianina o il blu di metilene) e dalla pigmentazione della pelle.
- C. Il valore misurato può essere apparentemente normale per il tester in caso di anemia o emoglobina disfunzionale (come carbossiemoglobina (COHb), metemoglobina (MetHb) e solfoemoglobina (SuHb)), ma il tester può rilevare una condizione di ipossia. In questo caso si raccomanda di eseguire ulteriori valutazioni secondo le situazioni cliniche e i sintomi.
- D. La saturazione dell'ossigeno rilevata al polso ha un valore di riferimento solo per l'anemia e l'ipossia tossica, poiché alcuni pazienti gravemente ammalati mostrano tuttavia un migliore livello di saturazione dell'ossigeno rilevata al polso.
- E. Controindicazioni:
- a. Persone allergiche a silicone, PVC, TPU, TPE o ABS.
 - b. Tessuto cutaneo danneggiato.
 - c. Non eseguire la misurazione durante la rianimazione cardiopolmonare.
 - d. Non eseguire la misurazione quando il paziente presenta ipovolemia.
 - e. Non eseguire la misurazione per valutare l'adeguatezza del supporto ventilatorio.
 - f. Non eseguire la misurazione per rilevare il peggioramento della funzione polmonare nei pazienti che assumono un'alta concentrazione di ossigeno.


- #### 1.5 indicazioni cliniche
- Il pulsossimetro può essere utilizzato per la misurazione della saturazione dell'ossigeno e della frequenza del polso attraverso il dito.
- #### 1.6 Dichiarazione di conformità della Commissione Federale delle Comunicazioni
- Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare eventuali interferenze subite, comprese interferenze che possono provocare un funzionamento indesiderato.
- Ogni cambiamento o modifica non approvati espressamente dalla parte responsabile della conformità potrebbero causare la revoca dell'autorizzazione all'uso del dispositivo.
- Nota: Il presente dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i

dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della sezione 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stabiliti per assicurare un ragionevole livello di protezione contro interferenze dannose all'interno di installazioni residenziali. Il presente dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenze e, se installato e utilizzato in modo non conforme alle presenti istruzioni, può provocare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Qualora il presente dispositivo provocasse interferenze dannose per la ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate dall'accensione e dallo spegnimento del dispositivo stesso, si incoraggia l'utente a tentare di risolvere il problema attuando una o più delle seguenti misure:


- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa che abbia un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV per ricevere assistenza.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione ad apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili senza alcuna limitazione.

FCC ID: 2ABOGCMS50DL




- ### 3 Funzioni
- A. Visualizzazione del valore SpO₂
 - B. Visualizzazione del valore della frequenza del polso, visualizzazione del grafico
 - C. Indicazione di batteria scarica: l'indicatore di batteria scarica viene visualizzato quando la tensione della batteria è troppo bassa per poter funzionare
 - D. Funzione di standby automatico



- #### 4.2 Batterie
- Passo 1. Fare riferimento alla Figura 3 e inserire 2 batterie AAA nel verso corretto.
- Passo 2. Riposizionare il coperchio.

⚠ Prestare particolare attenzione quando si inseriscono le batterie poiché un errore potrebbe causare danni al dispositivo.



- #### 4.3 Installazione del cordino di supporto
- Passo 1. Inserire l'estremità del cordino attraverso il foro.
- Passo 2. Inserire l'altra estremità del cordino nella prima e tirare.




Figura 4. Installazione del cordino di supporto.

4.4 Descrizione della struttura, degli accessori e del software

A. Struttura: unità principale.

B. Accessori: un Manuale d'Uso, un cordino di supporto.

Controllare il dispositivo e gli accessori in base all'elenco, per evitare che il dispositivo non funzioni in modo normale.

C. Descrizione del software

Versione: V2

5 Guida al funzionamento

5.1 Inserire le due batterie nel verso corretto e quindi riposizionare il coperchio

5.2 Aprire il sensore come mostrato in Figura 5.



Figura 5. Posizionare il dito

- Fare inserire il dito del paziente nel sensore rivestito in gomma (assicurarsi che il dito sia nella posizione corretta), lasciare quindi chiudere il sensore sul dito.
- Premere il pulsante di accensione sul pannello anteriore.
- Non muovere il dito e tenere il paziente a riposo durante la misurazione. Inoltre, si raccomanda al paziente di non muoversi.
- I risultati della misurazione vengono visualizzati direttamente sul display.
- Nello stato di avvio, premere il pulsante e il dispositivo viene resettato.
- In stato di non misurazione, entrerà automaticamente in modalità standby se entro di 5 secondi non vengono svolte operazioni.

Il tubo di emissione della luce deve trovarsi sullo stesso lato dell'unghia.

6 Manutenzione, trasporto e conservazione

6.1 Pulizia e disinfezione

Il dispositivo deve essere spento prima della pulizia e non deve essere immerso in un liquido.

Si raccomanda di estrarre le batterie interne prima della pulizia e di non immergere in un liquido.

Utilizzare alcol al 75% per pulire l'involucro del dispositivo e il nail pad, lasciare asciugare all'aria fresca o pulire con un panno morbido e pulito. Non spruzzare alcun liquido direttamente sul dispositivo ed evitare che il liquido penetri nel dispositivo.

6.2 Manutenzione

A. Controllare periodicamente l'unità centrale e gli accessori per assicurarsi che non siano presenti danni visibili che potrebbero compromettere la sicurezza del paziente e l'esito del monitoraggio. Si consiglia di verificare il funzionamento del dispositivo almeno una volta alla settimana. Se si riscontra un danno evidente, sospendere l'uso del dispositivo.

B. Pulire e disinfettare il dispositivo prima/dopo l'uso come descritto nel Manuale d'Uso (6.1).

C. Si prega di sostituire le batterie in tempo utile quando viene visualizzato l'avviso di batterie scariche.

D. Estrarre le batterie se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

E. Non è necessario calibrare il dispositivo durante la manutenzione.

6.3 Trasporto e conservazione

A. Il dispositivo imballato può essere trasportato tramite spedizione ordinaria o conformemente alle condizioni contrattuali. Durante il trasporto, evitare forti scosse, vibrazioni e l'esposizione a pioggia o neve. Inoltre, si raccomanda di non trasportare il dispositivo assieme a materiale tossico, nocivo e corrosivo.

B. Il dispositivo imballato deve essere conservato in un ambiente adeguatamente ventilato e privo di gas corrosivi. Temperatura: -40°C~+60°C; Umidità relativa: ≤ 95%.

7 Risoluzione dei Problemi

Problema	Possibile Causa	Soluzione
I valori non vengono visualizzati normalmente o stabilmente.	1) Il dito non è inserito correttamente.	1) Inserire il dito correttamente e ripetere la misurazione.
	2) Il dito trema o il paziente si muove.	2) Attendere che il paziente si rilassi.
	3) Il dispositivo non viene utilizzato in un ambiente avente le specifiche riportate nel manuale.	3) Utilizzare il dispositivo in un ambiente avente le specifiche richieste.
	4) Il dispositivo funziona in modo anomalo.	4) Contattare il servizio post-vendita.

Il dispositivo non si accende	1) Le batterie sono quasi o completamente scariche.	1) Sostituire le batterie.
	2) Le batterie non sono installate correttamente.	2) Riposizionare le batterie.
	3) Malfunzionamento del dispositivo.	3) Contattare il centro assistenza più vicino.
La schermata si oscura improvvisamente.	1) Il dispositivo entra in modalità di risparmio energetico.	1) Normale.
	2) Batterie scariche.	2) Sostituire le batterie.
	3) Il dispositivo funziona in modo anomalo.	3) Contattare il servizio post-vendita.

8 Chiave dei Simboli

Simbolo	Descrizione		
	Parte applicata di tipo BF		
	Seguire le istruzioni per l'uso		
%SpO ₂	Saturazione dell'ossigeno rilevata al polso (%)		
PRbpm	Frequenza del polso (bpm)		
	L'indicazione della tensione della batteria è insufficiente (sostituire la batteria in tempo evitando la misura inesatta)		
	1. Non è stato inserito il dito 2. Segnale insufficiente		
	Anodo della batteria		
	Catodo della batteria		
	1. Uscire dalla modalità standby. 2. Reset		
	Numero di serie		
	Inibitore allarme		
	Smaltimento RAEE		
IP22	Grado di protezione dell'involucro		
	Limite di temperatura		
	Limite di umidità		
	Limite pressione atmosferica		
	Alto		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Fragile; maneggiare con cura		
	Conservare in luogo fresco ed asciutto		
	Riciclabile		
	Fabbricante		
	Data di fabbricazione		
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		
	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE		
P/N	Codice materiale		
	Numero di lotto		Codice prodotto
	Dispositivo medico		
	Conservare al riparo dalla luce solare		
	Importato da		
	Identificatore univoco del dispositivo		

Nota: il dispositivo potrebbe non riportare tutti i simboli descritti.

9 Specifiche di Funzionamento

SpO ₂ [vedere nota 1]	
Intervallo di visualizzazione	0% ~ 99%
Intervallo misurato	0% ~ 100%
Accuratezza [vedere nota 2]	70%~100%: ±2%; 0%~69%: non specificato.
Risoluzione	1%
PR	
Intervallo di visualizzazione	30 bpm ~ 250 bpm

Intervallo misurato	30 bpm ~ 250 bpm
Accuratezza [vedere nota 3]	±2 bpm nell'intervallo di pulsazioni 30 bpm ~ 99 bpm e ±2% nell'intervallo di pulsazioni 100 bpm ~ 250 bpm.
Risoluzione	1 bpm
Precisione sotto bassa perfusione [vedere nota 4]	Bassa perfusione 0,4%: SpO ₂ : ±4%; PR: ±2 bpm nell'intervallo di pulsazioni 30 bpm ~ 99 bpm e ±2% nell'intervallo di pulsazioni 100 bpm ~ 250 bpm.
Interferenza luminosa	In normali condizioni di illuminazione e della luce ambientale, la deviazione di SpO ₂ è ≤ 1%
Intensità della frequenza al polso	Visualizzazione grafico a barre a riga continua, dove la riga più alta corrisponde alla frequenza al polso maggiore.
Sensore ottico [vedere nota 5]	
Luce rossa	Lunghezza d'onda: circa 660 nm, potenza di uscita ottica: < 6,65 mW
Luce infrarossa	Lunghezza d'onda: circa 905 nm, potenza di uscita ottica: < 6,75 mW
Classe di sicurezza	Apparecchiatura alimentata internamente, parte applicata di tipo BF
Protezione internazionale	IP22
Tensione di funzionamento	CC 2,6 V—3,6 V
Corrente di funzionamento	≤ 25 mA
Alimentazione	Batterie alcaline da 1,5V (AAA) x 2 o batterie ricaricabili
Durata della batteria	Il dispositivo può funzionare in modo continuativo per 20 ore quando alimentato con due batterie nuove entro il periodo di garanzia.
Dimensione e peso	
Dimensione	57 mm (L) x31 mm (P) x32 mm (A)
Peso	Circa 50g (con le batterie)

Nota 1: i reclami concernenti l'accuratezza di SpO₂ devono essere supportati da misurazioni dello studio clinico acquisite nell'intero intervallo. Mediante l'induzione artificiale, ottenere la stabilità del livello di ossigeno, nell'intervallo compreso tra 70 % e 100 % SpO₂, confrontare i valori di SpO₂ raccolti con il pulsossimetro standard secondario e l'apparecchiatura testata in contemporanea, così da formare dati abbinati, da utilizzare per l'analisi di accuratezza.

Nel report clinico sono presenti i dati di 12 volontari in salute (maschi: 6, femmine: 6; età: 18~50; colore della pelle: nera; 2, chiara; 8, bianca; 2) dati nel referto clinico.

Nota 2: poiché le misurazioni del pulsossimetro sono distribuite statisticamente, è possibile prevedere che soltanto circa i due terzi delle misurazioni del pulsossimetro rientrino negli intervalli di valori misurati da un CO-OSSIMETRO.

Nota 3: il simulatore del paziente è stato utilizzato per verificare l'accuratezza della frequenza del polso, che è indicata come la differenza quadratica media tra il valore della misurazione PR e il valore impostato dal simulatore.

Nota 4: il simulatore del paziente è stato utilizzato per verificare l'accuratezza della modulazione percentuale del segnale a infrarossi come indicazione dell'intensità del segnale pulsante in condizioni di bassa perfusione. I valori di SpO₂ e PR sono diversi a causa delle scarse condizioni del segnale rispetto ai valori noti di SpO₂ e PR del segnale d'ingresso.

Nota 5: i sensori ottici, in quanto componenti ad emissione luminosa, avranno ripercussioni su altri dispositivi medici applicati nell'intervallo della lunghezza d'onda. Tali informazioni possono essere utili per i medici che eseguono trattamenti ottici, ad esempio la terapia fotodinamica.

CEM

Questa apparecchiatura è adatta all'utilizzo in strutture sanitarie professionali e in ambienti sanitari domestici

Avvertenze:

- Attenzione: Non utilizzare in prossimità di APPARECCHIATURE CHIRURGICHE HF e stanze schermate da RF di un SISTEMA ME per la risonanza magnetica in cui l'INTENSITÀ DEGLI IMPULSI EM sia elevata.
- L'utilizzo di questo prodotto in vicinanza con altre apparecchiature o accatastato su di esse deve essere evitato, poiché potrebbe causare un funzionamento improprio. Nel caso in cui sia necessario tale utilizzo, il prodotto e le altre apparecchiature devono essere tenute sotto controllo per verificarne il normale funzionamento.
- L'utilizzo di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli forniti o specificati dal produttore del dispositivo potrebbe provocare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una diminuzione dell'immunità elettromagnetica del dispositivo, causando il funzionamento improprio.
- Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (incluse le periferiche come cavi di antenna e antenne esterne) devono essere utilizzate a una distanza non minore di 30 cm (12 pollici) da qualunque componente di questa apparecchiatura, inclusi i cavi specificati dal costruttore. In caso contrario, le prestazioni dell'apparecchiatura potrebbero essere compromesse.

Nota:

Questa apparecchiatura richiede l'adozione di precauzioni specifiche relative alla CEM e deve essere installata e messa in servizio in conformità con le informazioni sulla CEM di seguito riportate.

Prestazione base: Intervallo di misurazione di SpO₂: 70% ~ 100%, errore assoluto: ±2%; intervallo di misurazione di PR: 30 bpm ~ 250 bpm, accuratezza: ±2 bpm o ±2%, a seconda di quale dei due sia il maggiore.

In caso di interferenze con il dispositivo, i dati misurati potrebbero variare. Ripetere la misurazione o effettuarla in un ambiente diverso, per verificarne l'accuratezza.

È possibile che altri dispositivi influiscano su questo apparecchio anche se soddisfano i requisiti di CISPR.

Tabella 1:

Linee guida e dichiarazioni - Emissioni elettromagnetiche	
Test sulle emissioni	Conformità

Emissioni RF irradiate CISPR 11	Gruppo 1
Emissioni RF irradiate CISPR 11	Classe B
Distorsione armonica IEC 61000-3-2	Non applicabile
Fluttuazioni di tensione e sfarfallii IEC 61000-3-3	Non applicabile

Tabella 2:

Linee guida e dichiarazioni - Immunità elettromagnetica		
Test di immunità	Livello di prova IEC60601	Livello di conformità
Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV a contatto ±15kV in aria	±8 kV a contatto ±15kV in aria
Transitori elettrici veloci/burst IEC 61000-4-4	±2kV per linee di alimentazione ±1 kV per linee di ingresso/uscita	Non applicabile
Sovratensione IEC 61000-4-5:	±1 kV da linea/e a linea/e ±2kV da linea/e a terra	Non applicabile
Calì di tensione e Interruzioni di tensione IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cicli A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°. 0 % UT; 1 ciclo e 70 % UT; 25/30 Cicli; Monofase: a 0°. 0 % UT; 250/300 ciclo	Non applicabile
Campo magnetico alla frequenza di rete (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
RF condotte IEC61000-4-6	3V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V nelle bande ISM e radioamatoriali comprese tra da 0,15 MHz a 80 MHz 80%AM a 1kHz	Non applicabile
RF irradiate IEC61000-4-3	10V/m 80 MHz-2,7 GHz 80%AM a 1kHz	10V/m 80 MHz-2,7 GHz 80%AM a 1kHz

NOTA: UT equivale alla tensione di rete CA prima dell'applicazione del livello di prova

Tabella 3:

Linee guida e dichiarazione del produttore - immunità elettromagnetica						
RF irradiate IEC61000-4-3 (Specifiche di prova per L'IMMUNITÀ DELLA PORTA DELL'INVOLUCRO alle apparecchiature RF per comunicazione wireless)	Test Frequenza (MHz)	Banda (MHz)	Servizio	Modulazione	IEC60601-1-2 Livello di prova (V/m)	Livello di conformità (V/m)
	385	380 - 390	TETRA 400	Modulazione impulso b) 18 Hz	27	27
	450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM c) deviazione di ±5 kHz sinusoidale e 1kHz	28	28
	710	704	Banda LTE 13,17	Modulazione impulso b) 217 Hz	9	9
	745	787				
	780					
	810	800	GSM 800/900, TETRA 800, IDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5	Modulazione impulso b) 18 Hz	28	28
	870	960				
	930					
	1720	1700 - 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulazione impulso b) 217 Hz	28	28
	1845		Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7			
	1970	2400 - 2570		Modulazione impulso b) 217 Hz	28	28
	5240	5100 - 5800	WLAN 802,11 a/n	Modulazione impulso b) 217 Hz	9	9
	5500					
	5785					



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

OXY-1 عصبلا ب جسكاتلا سايقم

تعليمات الاستخدام والصيانة

تنبيه: يجب على المشغلين قراءة وفهم هذا الدليل بالكامل قبل استخدام المنتج.

REF	CMS50DL (GIMA 35069)
CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD No.12 Zhihang West Street, Economic & Technical Development Zone, Zhihangdao, Hebei Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Made in China	MD
CE 0123	IP22
95% 1000Pa 500Pa	40°C
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy gima@gmail.com export@gimaitaly.com www.gimaitaly.com Made in Italy	

تعليمات المستخدم

عزيزي المستخدم، شكرًا جزيلًا على شراء مقياس التأكسج النبضي (المشار إليه فيما بعد باسم الجهاز) تمت كتابة دليل المستخدم وتجميعه وفقًا لتوجيهات المجلس الأوروبي MDD93/42/EEC للأجهزة الطبية والمعايير المعمقة. في حالة إجراء تعديلات وتغييرات للبرامج، فإن المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار.

هذا الجهاز قابل للاستخدام بشكل متكرر.

يقدم الدليل، وفقًا لميزات وتصليبات الجهاز، وصفًا للمهيك الرئيسي والوظائف والمواصفات والظرف الصحيحة للنقل والتخزين والاستخدام والتشغيل والإصلاح والصيانة والتخزين وما إلى ذلك، بالإضافة إلى إجراءات السلامة لحماية كل من المستخدم والجهاز. أرجع إلى الفصول المعنية للحصول على التفاصيل.

يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام هذا الجهاز. يجب اتباع دليل المستخدم الذي يصف إجراءات التشغيل بدقة. قد يؤدي عدم اتباع دليل المستخدم إلى حدوث خلل في القياس وتلف في الجهاز وإصابة الأفراد. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن المشكلات التي تتعلق بالسلامة والموثوقية والأداء وأي خلل في المراقبة وإصابة بشرية وتلف في الجهاز بسبب إهمال المستخدمين لتعليمات التشغيل. لا تغطي خدمة ضمان الشركة المصنعة مثل هذه الأخطاء.

نظرًا لتجديد التعليمات، قد لا تتوافق المنتجات المحددة التي تليها تمامًا مع وصف دليل المستخدم. نأسف بصدق لذلك.

تمتلك شركتنا تفسير نهائي لهذا الدليل، ومحتوى هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

تعليمات

تذكر أنه لا يجب عواقب وخيمة على الخاطئ للاختيار أو المستخدم أو البيئة.

خطر الانفجار — لا تستخدم الجهاز في بيئة بها غاز قابل للاشتعال مثل المخذر.

لا تستخدم الجهاز أثناء الفحص بالبروتين المغناطيسي أو التصوير المقطعي، حيث أن التيار المستحث قد يتسبب في حروق.

لا تأخذ المعلومات المعروضة على الجهاز كأساس وحيد للتشخيص السريري. يُستخدم الجهاز كوسيلة مساعدة في التشخيص فقط. ويجب استخدامه إلى جانب نصيحة الطبيب والمظاهر كوسيلة والأعراض السريرية.

تجربة إصابة الجهاز على قد موظفي الخدمة الموهلين الذين تحددهم الشركة المصنعة. ولا يُسمح للمستخدمين بصيانة الجهاز أو تعديدهم بأنفسهم، حيث أن التعديل غير المصرح به للجهاز قد يؤدي إلى مخاطر غير مقبولة.

قد تظهر شعور غير مريح أو مؤلم في حالة استخدام الجهاز بشكل متواصل، خاصة لدى المستخدمين الذين يعانون من اضطراب الدورة الدموية الدقيقة. لا يوصى باستخدام المستشعر على نفس الموقع لأكثر من ساعتين.

بالنسبة لبعض المستخدمين أصحاب الحالات الخاصة ممن يحتاجون إلى فحص أكثر دقة في موقع الاختبار، يُرجى عدم وضع الجهاز على الودمة أو الأنسجة الرقيقة.

يرجى عدم التحديق في باعث الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء (ضوء الأشعة تحت الحمراء غير مرئي) بعد تشغيل الجهاز، مع شمول هذا التحذير لموظفي الصيانة، حيث أنه قد يضر العينين.

كل جزء من أجزاء الجهاز مُثبت بإحكام، إذا أدى السقوط العرضي إلى سقوط الأجزاء الصغيرة، كزر مثلاً، فتجنب ابتلاع هذه الأجزاء لأن ذلك قد يسبب اختناقًا.

يحتوي الجهاز على مواد السيليكون، والبولي فينيل كلورايد (PVC)، والبولي يوريثين الحراري (TPU)، والبلاستيك الحراري المعطاي (TPE)، وأكريلونتريل بوتادين ستايرين (ABS)، التي تم اختبار توافقها الحيوي وفقًا لمعايير ISO 10993-1، وقد اجتازت اختبار التوافق الحيوي الموصى به. لا يُستخدم هذا الجهاز من قبل الشخص الذي يعاني من حساسية تجاه أشعور غير مرئي أو البولي فينيل كلورايد أو البولي يوريثين الحراري أو البلاستيك الحراري المعطاي أو أكريلونتريل بوتادين ستايرين.

لا تقطع الحبل لتجنب سقوط الجهاز وتلفه. الحبل مصنوع من مادة غير حساسة. براءه عدم استخدام الجهاز إذا كان لدى أي شخص حساسية تجاه مادة الحبل. لا تقم بلف الحبل حول الرقبة لتجنب وقوع حادث.

فصل عن الجهاز أو تخريده أو فلفلحاته وتغليفه يجب أن يتبع القوانين واللوائح المحلية، لتجنب تلوث البيئة المحلية. ويجب وضع مواد التغليف في منطقة بعيدة عن متناول الأطفال.

يمنع استخدام الجهاز مع المعدات غير المحددة في الدليل. حيث ينبغي استخدام الملحقات المعنية أو الموصى بها من الشركة المصنعة فقط، وإلا فقد يتسبب خلاف ذلك في إصابة الشخص بالخاضع للاختبار والمشغل أو تلف الجهاز.

أقصى الجهاز قبل الاستخدام للتأكد من عدم وجود أي تلف واضح قد يؤثر على سلامة المستخدم وأداء الجهاز. عندما يكون هناك تلف واضح، يُرجى استبدال الأجزاء التالفة قبل الاستخدام.

لا يمكن استخدام أجهزة اختبار الوظيفة لتقييم دقة مقياس التأكسج النبضي.

لتتحقق مما إذا كان الجهاز يعمل بشكل طبيعي، يمكن استخدام بعض أجهزة اختبار الوظيفة أو جهاز محاكاة المرضى مثل INDEX-2LFE Simulator (إصدار)

البرنامج: 3.00). وُجِى الرجوع إلى الدليل لمعرفة خطوات التشغيل التفصيلية.

يمكن استخدام بعض أجهزة اختبار الوظيفة أو أجهزة محاكاة المرضى من أجل قياس دقة منتج المصنعة المنسوخ للجهاز لكن لا يمكن استخدامها لتقييم دقة الجهاز.

عند استخدام الجهاز، يرجى إبقائه بعيدًا عن المعدات التي يمكن أن تولد مجالًا كهرومغناطيسيًا قويًا، حيث أن استخدام الجهاز في بيئة غير مناسبة قد يؤدي إلى حدوث تداخل مع أجهزة الراديو المحيطة أو التأثير على عمله.

عند تخزين الجهاز، أبقه بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة والحشرات لتجنب التأثير على أدائه.

لا تضع الجهاز في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة، أو في درجات الحرارة المرتفعة، أو الأماكن ذات الرطوبة العالية، أو التي بها غبار أو صوف قطني أو ماء يسهل أن يتناثر من أجل تجنب التأثير على أدائه.

سوف تآثر الدقة المقاسة بالتداخل مع معدات الجراحة الكهروإلكتية.

قد يحدث خطر ناسخ من تداخل تيار التسرب عند استخدام العديد من المنتجات على نفس المريض في وقت واحد.

سيظهر التحميل قبل أكسيد الكربون تقديرًا مفرطًا، لذلك لا ينصح باستخدام الجهاز عندها.

هذا الجهاز غير مخصص للعلاج.

ينبغي أن يكون المستخدم الذي سوف يستعمل الجهاز مريضًا.

تجنب صيانة الجهاز أثناء الاستخدام.

يجب على المستخدمين قراءة دليل المنتج بعناية قبل الاستخدام والتشغيل وفقًا للمتطلبات

1 نظرة عامة

تشيع الأكسجين أو النسبة المئوية للأوكسي هيموجلوبين (HbO₂) في إجمالي نسبة الهيموجلوبين في الدم، والتي تسمى تركيز الأكسجين (O₂) في الدم، وهو معلمة فيسيولوجية مهمة للجهاز التنفسي والدورة الدموية. قد يتسبب عدد من الأمراض المتعلقة بالصباح التنفسي في انخفاض مستوى تشيع الأكسجين (SpO₂) في الدم، كما أن بعض الأسباب الأخرى كاختلال في التنكف الدائي لجسم الإنسان، والإصابات أثناء العمليات الجراحية، والإصابات الناجمة عن بعض الفحوصات الطبية قد تؤدي أيضًا إلى صعوبة وصول الأكسجين إلى جسم الإنسان، وبالتالي ظهور الأعراض المصاحبة لتجذبة لذلك، مثل الدوار والجزع الجنسي والقيء، وما إلى ذلك، وقد تشكل الأعراض الخطيرة تهديدًا لحياة الإنسان. ولذلك، المعلومات القوية عن مستوى تشيع الأكسجين (SpO₂) لدى المرضى تساعدًا بشكل كبير على اكتشاف المخاطر المحتملة، ولها أهمية كبيرة في المجال الطبي السريري. أدخل إصبعك عند القياس، وسيعرض الجهاز القيمة المقاسة لتشيع الأكسجين (SpO₂) مباشرة، وستكون لديه دقة أعلى وقابلية تكرار أفضل.

1.1 الميزات

أ. سهل الاستخدام.

ب. صغير الحجم وخفيف الوزن ومريح عند حمله.

ج. استهلاك طاقة منخفض.

2.1 نطاق المطبق

مقياس التأكسج النبضي للإصبع هو جهاز غير جراحي مخصص لفحص تشيع الأكسجين في الهيموجلوبين الشرياني (SpO₂) ومعدل النبض للمرضى البالغين والأطفال في البيئات المنزلية والمستشفيات (بما في ذلك الاستشعار السريري في الطب الباطني/الجراحة والتخدير والعناية المركزة وما إلى ذلك). هذا الجهاز غير مخصص للمراقبة المستمرة.

3.1 متطلبات البيئة

بيئة التخزين:

أ) درجة الحرارة: -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية

ب) الرطوبة النسبية: ≥ 95%

ج) الضغط الجوي: 500 هكتو باسكال - 1060 هيكو باسكال

بيئة التشغيل:

أ) درجة الحرارة: +10 درجة مئوية ~ +40 درجة مئوية

ب) الرطوبة النسبية: ≥ 75%

ج) الضغط الجوي: 700 هكتو باسكال - 1060 هيكو باسكال

4.1 احتياطات

1.4.1 أتنبيه

تشير إلى الظروف أو الممارسات التي قد تؤدي إلى تلف الجهاز أو الممتلكات الأخرى.

قبل استخدام الجهاز، تأكد من أنه موجود في حالة عمل وبيئة تشغيل آمنة.

وينبغي استخدامه في بيئة هادئة وملائمة من أجل الحصول على قياس أكثر دقة.

عند نقل الجهاز من بيئة باردة أو ساخنة إلى بيئة دافئة أو رطبة، يُرجى عدم استخدام الجهاز فورًا، ووضعي بالانتظار لمدة أربع ساعات على الأقل.

إذا تعرض الجهاز للزلازل أو تكوّنت قطرات الماء عليه، فبرجى التوقف عن التشغيل.

امتنع عن تشغيل الجهاز بأشياء حادة.

تعرض الجهاز لدرجات الحرارة المرتفعة أو الضغط العالي أو التعقيم بالغاز أو تطهيره بالغمر هي أمور غير مسموح بها. راجع الفصل المعني (1.6) في دليل المستخدم لمعلومات التنظيف والتطهير.يرجى إخراج البطارية الداخلية قبل التنظيف والتطهير.

الجهاز مناسب للكران.

قد لا يكون الجهاز مناسبًا لجميع المستخدمين، إذا لم تتمكن من الحصول على نتيجة مرضية، فبرجى التوقف عن استخدامه.

يؤدي استخدام مقياس البيانات ومعالجة الإشارة إلى تأخير في تحسين قيم بيانات تشيع الأكسجين (SpO₂). عندما تكون فترة تحديث البيانات أقل من 30 ثانية، سوف يزداد وقت الحصول على قيم المتوسط الديناميكي. ويكون ذلك نتيجة لتدهور جودة الإشارة أو انخفاض التواتر أو أي تدخل آخر، ويتمتع ذلك على قيمة معدل النبض (PR).

يتمتع الجهاز بعمر خدمة يصل إلى 3 سنوات، انظر المصنع تاريخ الصنع.

لا يوفر الجهاز وظيفة إنذار لزيادة حد تشيع الأكسجين (SpO₂) ومعدل النبض. وعليه، لا ينبغي استخدام الجهاز في مكان يحتاج إلى مثل هذه الوظيفة.

لا يحوي الجهاز على وظيفة تنبيه بالاجهد المنخفض، بل يظهر أن الجهد منخفض فقط، ويرجى

تغيير نوع التيار الحرارة القصوى عند سبار تشيع الأكسجين (SpO₂) وسطح الأشعة أقل من 41 درجة مئوية، والتي يتم قياسها من خلال جهاز قياس لدرجة الحرارة.

أثناء القياس، عندما تظهر ظروف غير طبيعية على الشاشة، يُرجى سحب إصبعك وإعادة إدخاله للقياس مجددًا.

إذا ظهر خطأ غير معروف عند نفاذ القياس، فقم بإزالة البطارية لإنهاء التشغيل.

لا تلوي أو تسحب سلك الجهاز.

الرسم البياني الشريطي، هو مؤشر لعدم كفاية الإشارة، لذلك قد تنخفض دقة القيمة المقاسة عندما يتحرك بشكل غير مستقر. عندما يميل إلى الثبات، فيعني هذا أن قراءة القيمة المقاسة هي الأمثل.

إذا كان الجهاز أو المكون مخصصًا للاستخدام مرة واحدة، فإن الاستخدام المتكرر لهذه الأجزاء سيشكل مخاطر على المعلومات القياسية والمعلومات الفنية للمعدات المعروفة لدى الشركة المصنعة.

إلا زرع الأثر، تستطيع تركتنا تقديم بعض المعلومات (مثل مخططات الدوائر، وقوائم المكونات، والرسوم التوضيحية، وما إلى ذلك) حتى يتمكن الموظفون الفنيون المؤهلون لدى المستخدم من إصلاح مكونات الجهاز بتوجيه من شركتنا.

يتم إنتاج مكونات الجهاز بتوجيه من شركتنا.

الغاية بالبرية الملوثة وما إلى ذلك)، لذا لا تستخدمها في موقع الاختبار.

أما بالنسبة للإصباح الباردة أو الرقيقة جدًا أو طويلة النظر بشكل مباه فيه، قد يؤثر ذلك على النتائج المقاسة، لذا يرجى إدخال إصبع إصبعك، مثل الإبهام أو الإصبع الأوسط، بعنق كافي في المصراع عند القياس.

يجب وضع الإصبع بشكل صحيح (انظر الشكل المرفق 5)، حيث أن التركيب غير الملائم أو وضع التوصل غير المناسب للمستمع سيؤثر على القياس.

يجب أن يمر الضوء بين أنبوب الاستقبال الكهروضوئي والأنبوب الباعث للضوء الخاص بالجهاز عبر شريان المريض الذي يخضع للاختبار. تأكد من خلو المسار البصري من أي عوائق بصيرة مثل القفازات المطاطية الخفيفة للحصول على نتائج غير دقيقة.

قد تتأثر النتائج المقاسة بالضوء، ومصابح المرفور، مثل الضوء الجراحي (خاصةً مصادر ضوء الزينون)، ومصابيح الليزر، ومصابيح الفلورسنت، وسخان الأشعة تحت الحمراء وأشعة الشمس المباشرة، وما إلى ذلك، ومن أجل منع التداخل من الضوء المحيط، تأكد من وضع المستشعر بشكل صحيح وتغطيته بالغطاء بزيادة غير شافهة.

يمكن أن تؤثر الحرجح المتكررة (الإيجابية أو السلبية) أو النشاط الشديد للشخص الخاضع للاختبار على دقة القياس.

لا ينبغي وضع مقياس التأكسج النبضي على أحد الأطراف التي بها سوار لضغط الدم أو أنبوب قناة شريانية أو الأنبوب تنجوبي.

لا تكون القيمة المقاسة غير دقيقة أثناء إزالة الرجفان وفي فترة قصيرة بعد إزالة الرجفان، حيث أنه لا يحوي على وظيفة إزالة الرجفان.

لا يمكن للجهاز أن يعمل بشكل صحيح في وضع المنصع.

جرت معايرة الجهاز لعرض تشيع الأكسجين الوظيفي.

يجب أن تتوافق المعدات المتصلة بواجهة مقياس التأكسج مع متطلبات IEC 60601-1

2.4.1 التعقيم البيئي

أ. نظرًا لأن القياس يتم على أساس نبض الشريان، من الضروري أن يتدفق الدم النباض بشكل كبير للمريض. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ضعف في النبض بسبب الصدمة، أو انخفاض درجة الحرارة (PLETH)، أو الترياق الشديد، أو استخدام عقار لتقلص الأوعية الدموية، فإن شكل موجة SpO₂ سوف ينخفض. في هذه الحالة، سيكون القياس أكثر حساسية للتدخل.

ب. سوف يتأثر القياس بعوامل الصنع داخل الأوعية الدموية (مثل أخضر الإندوسيانين أو أزرق الميثيلين) وتوصع الجلد.

ج. قد تكون القيمة المقاسة طبيعية ظاهريًا بالنسبة للشخص الخاضع للاختبار الذي يعاني من فقر الدم أو خلل في الهيموجلوبين (مثل الكربوكسي هيموجلوبين (COHb) والميثيموجلوبين (MetHb) والسلفهيموجلوبين (SuHb))، ولكن قد يظهر على المقياس نقص الأكسجة، فمن المستحسن إجراء مزيد من التقييم وفقًا لاختبار الأعراض السريرية.

د. الأكسجين النبضي له معنى مرجعي لفقر الدم ونقص الأكسجة السام فقط، حيث يظل بعض مرضى فقر الدم الشديد يظهرون قيمة أفضل للأكسجين النبضي.

هـ. موانع الاستعمال:

أ. الشخص الذي يعاني من حساسية تجاه السيليكون أو البولي فينيل كلورايد أو البولي يوريثين الحراري أو البلاستيك الحراري المعطاي أو أكريلونتريل بوتادين ستايرين.

ب. السجبة الجلد المتضررة.

ج. أثناء التعاشق القلبي الرئوي.

د. عندما يعاني المريض من نقص حجم الدم.

هـ. لتقييم مدى كفاية دعم التنوية.

و. الكشف عن تدهور وظائف الرئة لدى المرضى الذين يعانون من تركيزات عالية من الأكسجين.

5.1 دواني الاستعمال السريرية

يمكن استخدام مقياس التأكسج النبضي لقياس تشيع الأكسجين النبضي ومعدل النبض من خلال الأصبع.

6.1 بيان الامتثال للجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تخضع عملية التشغيل للشريطين التاليين: (1) ينبغي ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و(2) يجب أن يقلل أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه. قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحة من الطرف المسؤول عن الامتثال إلى إلغاء سلطة المستخدم على تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود الجهاز الرقمي للفتة ب، بما يتوافق مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تم وضع هذه الحدود لتوفر حماية معقولة ضد التداخل الضار في مكان التركيب السكني. يمتع هذا الجهاز ترددات راديو ويستخدمها ويولد طاقة ترددات لا سلكية، وإن لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فإن ذلك قد يؤدي إلى تدخل ضار بتصالات الراديو. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تركيب معين. وفي حالة تسبب الجهاز في حدوث تداخل لاسلكي ضار مع استقبال بث الراديو أو البث التلفزيوني، وهو ما يمكن التعرف عليه من خلال تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فإنه يُنصح بأن يقوم المستخدم بتصحيح هذا التداخل بنفسه من خلال اتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه أو تغيير موقع هوائي الاستقبال.


- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.

- توصيل الجهاز بمنفذ لتلار على دائرة أخرى خلف التي يتصل بها المستقبل.

- استشارة الموزع أو في مختص المرافق والبريد والتلفزيون للحصول على المساعدة.

تم تميم الجهاز لتلبية المتطلبات العامة المتعلقة بالتعرض للترددات اللاسلكية. ويمكن استخدام الجهاز في حالة التعرض المحمول/المتدلل دون قيود.

مُؤرخ لجنة الاتصالات الفيدرالية: 2AB0GCMG55



الشكل 1: مبدأ التشغيل

تم إنشاء صيغة تجربة لمعالجة البيانات باستخدام قانون لامبرت بير وفقًا لخصائص امتصاص الطيف للهيموجلوبين المختل (Hb) والأوكسي هيموجلوبين (HbO₂) تحت الضوء الأحمر ومناطق الأشعة تحت الحمراء القريبة. على أساس مبدأ تكنولوجيا فحص الأوكسي هيموجلوبين كهروضوئيًا وتكنولوجيا تخطيط التجمع الضوئي، يستخدم الجهاز شاععين ضوئيين أطوال موجية مختلفة لتشعيع طرف إصبع الإنسان من أجل الحصول على معلومات القياس من النعصر الحساس للضوء، ويعرض الجهاز نتائج القياس على الشاشة بعد معالجتها من خلال الدوائر الإلكترونية والمعالج الرقمي.

3 الملاحظات

أ. عرض قيمة تشيع الأكسجين (SpO₂)

ب. عرض قيمة معدل النبض والرسم البياني الشريطي

ج. مؤشر انخفاض البطارية: يظهر مؤشر انخفاض البطارية عندما يكون جهد البطارية منخفضًا جدًا بحيث لا يمكن للجهاز العمل

د. وظيفة الاستعداد الأوتوماتيكي

4 التركيب

1.4 عرض للوحة الأمامية




الشكل 2: الشكل الأمامي

2.4 البطارية

الخطوة 1. راجع الشكل 3. وأدخل البطاريتين مقاس AAA بشكل صحيح في الاتجاه الصحيح.

الخطوة 2. استبدل الغطاء.

⚠ يرجى توخي الحذر عند إدخال البطاريات لأن الإدخال غير الصحيح قد يؤدي إلى تلف الجهاز.



3.4 تركيب حبل التعليق

الخطوة 1. ضع طرف الحبل في الفتحة.

الخطوة 2. ضع طرفًا آخر من الحبل خلال الطرف الأول ثم اربطه.



4.4 الهيكل والمُلحقات ووصف البرنامج

أ. الهيكل: الوحدة الرئيسية.

ب. الملحقات: دليل مستخدم، واحد، حبل تعليق واحد.

⚠ يرجى مراجعة الجهاز والمُلحقات وفقًا للقائمة من أجل تجنب عدم عمل الجهاز بشكل طبيعي

ج. وصف البرنامج

نسخة الإصدار: V2

5 دليل التشغيل

- 1.5 أدخل البطاريتين في الاتجاه الصحيح، ثم أعد وضع الغطاء.
- 2.5 افتح المشبك كما هو موضح في الشكل 5.



الشكل 5. ضع إصبعك في موضعه

- 3.5 أترك أصبع المريض يدخل في الوسائد العظائية للمشبك (تأكد أن الإصبع في الموضع الصحيح)، ثم قم بشبك الإصبع.
- 4.5 اضغط على الزر في اللوحة الأمامية مرة واحدة.
- 5.5 لا تهرأ إلى المريض وأبقِ المريض مرتاحاً أثناء العملية، وفي الوقت نفسه، لا يُصح أن يكون جسم الشخص الخاضع للاختبار متوتر.
- 6.5 احصل على المعلومات من شاشة العرض مباشرة.
- 7.5 في حالة توقف التهويد، اضغط على الزر، واضغط على الزر، وإعادة تعيين الجهاز.
- 5.8 في حالة عدم قياس السداسي، سيدخل الجهاز في وضع الاستعداد أوتوماتيكياً عندما لا تكون هناك أي عملية تشغيل خلال 10 ثوانٍ.

⚠ يجب أن تكون الأظافر وأنبوب مصدر الضوء والقياس على نفس الجانب.

1.6 التنظيف والتطهير

- يجب إيقاف تشغيل الجهاز قبل التنظيف، وينبغي ألا يُغمر في السائل.
يُرى إخراج البطارية الداخلية قبل التنظيف، وعدم غمرها في السائل.
استخدم كحول بتركيز 75% لمسح غلاف الجهاز ووسادة الأظفار، وارتكبه جف في الهواء أو نظفه
بقطعة قماش نظيفة وناعمة. لا تقم برش أي سائل على الجهاز مباشرة، وتجنب دخول السائل إلى
داخل الجهاز.

2.6 الصيانة

١٠. أخص، أخص الوضوء والتبسية وجميع المحلقات دورياً لتأكد من عدم وجود أي تلف ظاهر قد يؤثر على سلامة العريضة العامة. كما يوصى بخصص الجهاز أسبوعياً على الأقل. (مستأنع عن استخدام الجهاز عندما يكون هناك تلف ظاهر.
١١. يرجى تنظيف الجهاز وتطهيره قبل/بعد استخدامه وفقاً لدلائل التعليمات المستخدم (١٢).
١٢. يرجى استبدال البطاريات في الوقت المناسب عندما تظهر علامة انخفاض البطارية.
١٣. يرجى إخراج البطاريات في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة.
١٤. لا يحتاج الجهاز إلى المعايرة أثناء الصيانة.

3.6 النقل والتخزين

- يمكن نقل الجهاز المعبأ من خلال وسائل النقل العادية أو وفق عقد نقل. أثناء النقل، تجنب المسببات القوية والاهتزازات ورذاذ المطر أو الثلج، ولا تنقل الجهاز مع مواد سامة أو ضارة أو مصدبة للتلآك.
- يجب تخزين الجهاز المعبأ في غرفة خالية من الغازات المسببة للآك ومع تهوية جيدة. درجة الحرارة: 40- درجة مئوية ~ 60+ درجة مئوية؛ الرطوبة النسبية: 95%.

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
عدم إمكانية عرض القيم بشكل طبيعي أو ثابت.	(1) لم يتم إدخال الإصبع بشكل صحيح.	(1) يُرجى إدخال الإصبع بشكل صحيح وإعادة القياس مجدداً.
	(2) يُرتفع الإصبع أو يتحرك.	(2) اترك المريض بهدأ.
	(3) لا يُستخدم الجهاز في البيئة التي يتطلبها الدليل.	(3) يُرجى استخدام الجهاز في بيئة عادية.
	(4) الجهاز يعمل بشكل غير طبيعي.	يُرجى التواصل مع خدمة ما بعد البيع.
لا يمكن تشغيل الجهاز	(1) تم استنزاف البطارية أو أنها نفدت تقريباً.	(1) يُرجى تغيير البطارية ببراءة تركيب البطارية مرة أخرى.
	(2) غير صحيح.	(2) يُرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي.
	(3) عطل في الجهاز.	(3) يُرجى تغيير البطاريات، يُرجى التواصل مع خدمة ما بعد البيع.
تختفي الشاشة فجأة.	(1) يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.	(1) امر عادي.
	(2) البطارية ضعيفة.	(2) يُرجى تغيير البطاريات، يُرجى التواصل مع خدمة ما بعد البيع.
	(3) الجهاز يعمل بشكل غير طبيعي.	(3) يُرجى التواصل مع خدمة ما بعد البيع.

8 قائمة الرموز

الوصف	الرمز
جهاز من النوع BF	
اتبع التعليمات للاستخدام	
تشيع الأكسجين النبضي (%)	%spO ₂
معدل النبض (نبضة في الدقيقة)	PRbpm
مؤشر عدم كفاية جهد البطارية (غُيِّرَ البطارية في وقتها لتجنب القياس غير الدقيق)	
1. لم يتم إدخال أي أصبع	---
2. مؤشر عدم كفاية الإشارة	+
القطب الموجب للبطارية	—
القطب السالب للبطارية	—
1. الخروج من وضع الاستعداد.	
2. إعادة التعيين	
الرقم التسلسلي	
منع الإنذار	
WEEE التخلص	
مؤشر النفاذية	IP22
حد درجة الحرارة	
حد نسبة الرطوبة	
حد الضغط الجوي	
الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات)	
بعضية	عالي
	
هش، تناوله بعناية	
يحفظ في مكان بارد وجاف	
قابلة للتدوير	
الجهة المصنعة	
تاريخ التصنيع	
الممثل الأوروبي	
جهاز طبي يتوافق مع التوجيه 93/42/CEE	CE
رمز المادة	P/N
رقم الدفعة	LOT
جهاز طبي	MD
يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس	
مستورد عن طريق	
جهاز طبي	UDI

ملاحظة: قد لا يحتوي جهازك على جميع الرموز التالية.

صفات الوظيفة

مع الأكسجين SpO ₂	الظفر الملاحظة [1]
في العرض	~ 99% ~ 90%
في المقاس	~ 100% ~ 90%
في	~ 100% ~ 70% ± 2%
في الملاحظة [2]	~ 69% ~ 60% غير محدد.
في	1%
في النبض	1%
في العرض	نبضة 30 في الدقيقة ~ 250 نبضة في الدقيقة
في المقاس	نبضة 30 في الدقيقة ~ 250 نبضة في الدقيقة
في	± 2 نبضة في الدقيقة خلال تطابق معدل النبض الذي يتراوح بين 30 نبضة في الدقيقة ~ 99 نبضة في الدقيقة و ± 2% في تطابق معدل نبض يبلغ 100 نبضة في الدقيقة ~ 250 نبضة في الدقيقة.
في الملاحظة	1 نبضة في الدقيقة.
في	نضج منخفض 0.4%.
في ظل النضج	تسبع الأكسجين (SpO ₂) ± 4%؛
في	معدل النبض: 2± نبضة في الدقيقة خلال تطابق معدل النبض الذي يتراوح بين 30 نبضة في الدقيقة ~ 99 نبضة في الدقيقة و ± 2% في تطابق معدل نبض يبلغ 100 نبضة في الدقيقة ~ 250 نبضة في الدقيقة.
في الملاحظة [4]	في

تداخل الضوء	في ظل ظروف الإضاءة العادية والمحيطية، يكون انحراف تشبع الأكسجين $(SpO_2) \leq 1\%$
شدة النبض	عرض مستمر للرسم البياني الشريطي، ويشير العرض الأعلى إلى النبض الأقوى.

المستشعر البصري [انظر الملاحظة 5]	
الضوء الأحمر	الطول الموجي: حوالي 660 نانومتر، طاقة الخرج الضوئية: >6.65 ميغاوات
ضوء الأشعة تحت الحمراء	الطول الموجي: حوالي 905 نانومتر، طاقة الخرج الضوئية: >6.75 ميغاوات
فئة السلامة	جهاز يعمل بالطاقة الداخلية، الجزء الملامس للجسم من النوع BF
الحماية الدولية	IP22
جهد التشغيل	تيار مستمر 2.6 فولت - 3.6 فولت
تيار العمل	≤ 25 مللي أمبير
إمداد الطاقة	بطاريات قابلة لـ 1.5 فولت (AAA حجم) 2 × أو بطارية قابلة لإعادة الشحن
عمر البطارية	يمكن أن يعمل الجهاز بشكل متواصل لمدة 20 ساعة عند تشغيله ببطارتين جديديتين خلال فترة الضمان.
الأبعاد	الأبعاد والوزن
الأبعاد	57 ملم (طول) × 31 ملم (عرض) × 32 ملم (ارتفاع)
الوزن	حوالي 50 جم (مع البطاريات)

ملاحظة 1: المطالبات المتعلقة بدقة تشبع الأكسجين (SpO_2) يجب أن ندمعها قياسات الدراسة السريرية الجذابة على النطاق الكامل. من خلال البحث الاصطناعي، أجعل SpO_2 الأكسجين مستقرًا في نطاق 70% إلى 100% من تشبع الأكسجين (SpO_2)، وقارن قيم مطبوعتي التسم باستخدام جهاز قياس التشبع بالبشرقي الثاني (المعدلة)، والتي تم اختبارها في نفس الوقت، لاختبار بيانات مقارنة، والتي تم استخدامها لتحليل الدقة.

هناك 12 متطوع سليم (ذكر: 6، أنثى: 6؛ العمر: 18 ~ 50؛ لون البشرة: أسود: 2، قمحي: 8 أبيض: 2) البيانات في التقرير السريري.

ملاحظة 2: نظراً لأن قياسات أجهزة مقياس التاكسج بالنبض موزعة إحصائياً، فمن المتوقع أن تقع حوالي ثلثي قياسات أجهزة مقياس التاكسج النبضي فقط ضمن $\pm$ أذرع القيمة المقاسة باستخدام جهاز قياس التاكسج بالنبض CO-OXIMETER.

ملاحظة 3: تم استخدام جهاز محاكاة المرضى للتحقق من دقة معدل النبض، حيث تم توضيح أنه فرق الجذر المتوسط بين قيمة قياس معدل النبض والقيمة التي يحددها جهاز المحاكاة.

ملاحظة 4: تم استخدام جهاز محاكاة المرضى للتحقق من دقة نسبة تعديل إشارة الأشعة تحت الحمراء كمؤشر على قوة الإشارة النابضة في ظل ظروف التروية المنخفضة. قيم تشبع الأكسجين (SpO₂) ومعدل النبض مختلفة بسبب ظروف الإشارة المنخفضة، بمقارنتها مع قيم SpO₂ ومعدل النبض لإشارة الدخل.

ملاحظة 5: سوف تؤثر المستشعرات البصرية كالمكونات الباعثة للضوء على الأجهزة الطبية الأخرى في نطاق الطول الموجي. قد تكون المعلومات مفيدة للأطباء الذين يجرون العلاج البصري؛ على سبيل المثال، العلاج الديناميكي الضوئي الذي يجريه الطبيب.

التوافق الكهرومغناطيسي

سب لبيئات مرافق الرعاية الصحية المهنية وبيئات الرعاية الصحية المنزلية

لا تقترب من المعدات الجراحية عالية التردد النشطة والغرفة المحمية بالترددات اللاسلكية لنظام الجهاز الطبي للتصوير بالرنين المغناطيسي، حيث تكون شدة الاضطرابات الكهرومغناطيسية عالية.

يجب تجنب استخدام هذه المعدات متجاورة أو مكسدة مع معدات أخرى لأنها قد تؤدي إلى تشغيل غير سليم. إذا استدعت الضرورة القيام بهذا الاستخدام، يجب ملاحظة هذا الجهاز والأجهزة الأخرى للتحقق من أنها تعمل بشكل طبيعي.

يؤدي استخدام ملحقات ودايتات بخلاف تلك المحددة أو الموردة من قبل الشركة المصنعة لهذا الجهاز إلى زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو تقليل المناعة الكهرومغناطيسية لهذا الجهاز، مما ينتج عنه تشغيل غير سليم.

ينبغي استخدام معدات اتصالات التردد اللاسلكي المحمولة (بما في ذلك الأجهزة الطرفية مثل كابلات الهوائي والهوائيات الخارجية) على مسافة لا تزيد عن 30 سم (12 بوصة) من أي جزء من أجزاء هذا الجهاز، بما في ذلك الكابلات المحددة من قبل الشركة المصنعة. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور أداء هذا الجهاز.

نظرة:

يحتاج هذا الجهاز إلى احتياطات خاصة فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي (EMC) ويجب تركيبه ووضعه في الخدمة وفقاً للمعلومات التوافق الكهرومغناطيسي الواردة أدناه.

الأداء الأساسي: النطاق المقاس لتسليح الأكسجين (SpO_2): 70% ~ 100%؛ الخطأ المطلق: $\pm 2\%$ ؛ النطاق المقاس لمعدل النبض: 30 نبضة في الدقيقة ~ 250 نبضة في الدقيقة؛ الدقة: ± 2 نبضة في الدقيقة أو $\pm 2\%$ ، أيهما أكبر.

🔔 قد تتقلب البيانات المقاسة عندما مقاطعة الجهاز، ويُرجى القياس بشكل متكرر أو في بيئة أخرى لضمان دقتها.

تؤثر الأجهزة الأخرى على هذا الجهاز رغم استيفاء متطلبات CISPR.


الجدول 1:	
الإرشادات والإعلان - الانبعاثات الكهرومغناطيسية	
اختبار الانبعاثات	الامتثال
انبعاثات الترددات اللاسلكية المشعة 11 CISPR	المجموعة 1
انبعاثات الترددات اللاسلكية المشعة 11 CISPR	الفئة ب
التشوش التوافقي 3-2 IEC 61000-3	لا ينطبق
تقلبات الجهد والذبذبة 3 IEC 61000-3	لا ينطبق

الجدول 2:		
التوجيهات والإعلان - الحصانة الكهرومغناطيسية		
اختبار المناعة	مستوى اختبار IEC60601	مستوى الامتثال
التفريع الكهربي (ESD) الساكن IEC 61000-4-2	كونتاكت ± 8 كيلو فولت 15± كيلو فولت حي	كونتاكت ± 8 كيلو فولت 15± كيلو فولت حي
التغير الكهربائي السريع/العابر IEC 61000-4-4	2± كيلو لخطوطإمداد الطاقة 1± كيلو فولت لخطوط الدخل/الخروج	لا ينطبق
انقعاغ التيار IEC 61000-4-5:	1± كيلو فولت من الخط (الخطوط) إلى الخط (الخطوط) 2± كيلو فولت من الخط (الخطوط) إلى الأرض	لا ينطبق
انخفاضات الجهد وانقطاعاته IEC 61000-4-11	0,5 UT ± 0,5 عند 0 درجة، 45 درجة، 90 درجة، 135 درجة، 180 درجة، 225 درجة، 270 درجة، 315 درجة. % 1 UT ± دورة 70% 30/25 دورة؛ الطور الأحادي: عند 0 درجة. % 1 UT ± 300/250 دورة	لا ينطبق
تردد الطاقة (60/50) هرتز) حقن مغناطيسي IEC 61000-4-8	30 A/m 50 هرتز/60 هرتز	30 A/m 50 هرتز/60 هرتز
الترددات اللاسلكية المنبثقة IEC61000-4-6	3 فولت 0,15 ميغا هرتز - 80 ميغا هرتز 6 فولت في نطاقات ISM وترددات راديو الهواة 0,15 ميغا هرتز إلى 80 ميغا هرتز % 80 عند 1 كيلو هرتز	لا ينطبق
إشعاع الترددات اللاسلكية وفق الآلية 3 IEC61000-4-3	10فولت/متر 80 ميغا هرتز، 2,7- جيجا هرتز AM 80 عند 1 كيلو هرتز	10فولت/متر 80 ميغا هرتز، 2,7- جيجا هرتز AM 80 عند 1 كيلو هرتز
UT لجهاز الاختبار الأصلي يعني جهد التيار قبل تطبيق مستوى الاختبار		

الجدول 3:

مستوى الامتثال (الوقت/متر)	IEC60601-1-2 مستوى ال (وقت/متر)	التصميم	الخدمة	الطاق (ميجا هرتز)	الاحتيا ر التردد (هرتز)	إشعاع الترددات اللاسلكية وفق IEC61000-4-3 (مواصفات الاختبار: الحماية لمعدات الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالترددات اللاسلكية)
27	27	التصميم (ب) التردد 18 هرتز	TETRA 400	380 = 390	385	
28	28	FM (ج) التردد 5.5 كيلو هرتز 1 كيلو هرتز جسي	GMR5 460 FRS 460	430 470	450	
9	9	التصميم (ب) التردد 217 هرتز	LTE Band 13.17	704 = 787	710 = 745 = 780	
28	28	التصميم (ب) التردد 18 هرتز	GSM 800/900 TETRA 800 DEN 850 CDMA 820 LTE Band 5	800 960	810 870 930	
28	28	التصميم (ب) التردد 217 هرتز	GSM 1800 CDMA 1900 GSM 1900 DECT LTE Band 1, 3 UMTS 2, 5, 4	1700 1990	1720 1845 1970	
28	28	التصميم (ب) التردد 217 هرتز	البلوتوث، شبكة WLAN b/g/n 802.11 RFID 2450 LTE Band 7	2400 2570	2450	
9	9	التصميم (ب) التردد 217 هرتز	WLAN 802.11 a/n	5100 = 5800	5240 5500 5785	

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

MS2.782.028(CE.USA)ESS/2.4 1.4.01.51.140 2023.11