



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

HALAT DE UNICĂ FOLOSINȚĂ STANDARD SMMS

ROMÂNĂ

Denumire produs Halat de unică folosință standard SMMS

Cod produs FGS-SG-SM50-M, FGS-SG-SM50-L, FGS-SG-SM50-XL, FGS-SG-SM50-XXL

Mărire produs Unitate: cm

COD GIMA	21046	21047	21048	21049
COD PROTECȚIE TOTALĂ	FGS-SG-SM50-M	FGS-SG-SM50-L	FGS-SG-SM50-XL	FGS-SG-SM50-XXL
Mărimi	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Lungime (de la umăr la tiv)	120	120	130	140
Lățime (monos-trat)	140	150	150	160
Lungime talie	65	65	65	69
Lungime mânecă	58	59	59	61
Deviere	±2	±2	±2	±2

Model produs Tip halat. M/L/XL/XXL

Structură și compoziție Produs realizat din 50g de material nețesut SMMS. Este alcătuit din față, spate, mâneci, cordoane și manșete. Procedura de fabricație cuprinde tăiere, lipire cu ultrasunete, cordoane, bandă tip scai, manșete, pliere, sigilare.

Utilizare prevăzută Aceste articole au fost sterilizate prin metoda OE (oxid de etilenă) și se utilizează drept barieră împotriva pătrunderii lichidelor și microbilor, între pacient și sala de operație, alte instrumente chirurgicale și personalul din sala de operație.

Contraindicații Produsele pot fi folosite o singură dată și trebuie utilizate imediat după deschiderea ambalajului. Dacă ambalajul este deteriorat, dacă produsul este umezit sau mucegăit. Nu folosiți.

Cum se folosește produsul Deschideți ambalajul și scoateți produsul, scuturați ușor halatul, ridicați părțile laterale ale gulerului, introduceți mâinile în mâneci, întindeți brațele în față și strângeți cordonale.

Depozitare Se recomandă depozitarea acestora într-o cameră curată, cu umiditate care nu depășește 80%, fără gaz coroziv, într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

⚠ Avertisment

1. Acest produs este de unică folosință, nu îl refolosiți.
2. Acest produs este de uz individual, nu îl folosiți în comun cu alte persoane.
3. Se interzice folosirea, dacă ambalajul sau produsele sunt deteriorate.

Observație: Orice incident grav care a avut loc în legătură cu produsul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul sau pacientul.

Termen de valabilitate 3 ani.

Data de fabricație A se vedea data indicată pe ambalaj

Data expirării A se vedea data indicată pe ambalaj

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

	Cod produs		A se păstra ferit de razele soarelui		A se păstra într-un loc răcoros și uscat
	Număr de lot		Dispozitiv medical conform regulamentului (UE) 2017/745		Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare
	Producător		Data fabricației		Dispozitiv medical
	Sterilizat cu oxid de etilenă		Valabil până la data de		A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Limită de umiditate		Citiți instrucțiunile de utilizare		Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi
	Limită de temperatură		Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene		Fragil, manevrați cu atenție
	Această parte în sus		Identificatorul unic al dispozitivului		

GIMA 21046
GIMA 21047
GIMA 21048
GIMA 21049



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGS-SG-SM50-M
FGS-SG-SM50-L
FGS-SG-SM50-XL
FGS-SG-SM50-XXL



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
28046 - Madrid, Spain

Importowane przez / Importat de:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

