

BMI calculator - Body Mass Index Ruban avec calcul BMI - Body Mass Index

TAPE RELEASE BUTTON
TOUCHE POUR LE DÉCLANCHEMENT DU RUBAN

HEIGHT
TAILLE

WEIGHT
POIDS

BMI WINDOW
FENÊTRE BMI

TAPE
RUBAN

BMI=kg/(m)² - kg/(m)²
Kg=kilogram - kilogramme
M=meter - mètre

BMI calculator instructions

- 1) Turn the dial to align height against weight and read BMI window.
- 2) Tape colour indication:
WHITE: may be underweight.
GREEN: desirable weight & shape.
ORANGE: increasing health risks.
RED: high health risks.

Instructions de fonctionnement ruban avec calcul BMI

- 1) Tourner le cadran pour aligner la taille au poids et lire la fenêtre BMI.
- 2) Indication colorées du ruban:
BLANC: le patient pourrait être sous-poids.
VERT: poids de forme.
ORANGE: risque de santé moyen.
ROUGE: risque de santé élevé.



www.gimaitaly.com

REF CM-0022(GIMA 27342) LOT 000013

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1
20060 Gessate - (MI) - Italy
www.gimaitaly.com
Made in China



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Fabrizio da / Manufactured by
Fabbri da / Fabricado por:
Wenzhou Caretek Medical Device Co., Ltd.
Room 1301, Yue Shang Mansion,
Nanhu, Lucheng,
Wenzhou 325088, Zhejiang, China



Metro con calcolatore BMI - Body Mass Index BMI calculator - Body Mass Index Ruban avec calcul BMI - Body Mass Index Calculadora del índice BMI - Body Mass Index

Size 8,3x8,3x2,1 cm
S09324 Rev-8-10/23

Metro con calcolatore BMI - Body Mass Index Calculadora del índice BMI - Body Mass Index

NASTRO
CINTA METRICA

PULSANTE DI SGANCIO
DEL NASTRO
BOTÓN DE LIBERACIÓN
DE LA CINTA MÉTRICA

ALTEZZA
ALTURA

PESO
PESO

FINESTRA BMI
VENTANA BMI

BMI=kg/(m)² - KG/(m)²
Kg=chilogrammo - kilogram
M=metro - metros

Manuale d'uso metro con calcolatore BMI

- 1) Ruotare il quadrante per allineare l'altezza al peso e leggere la finestra BMI.
- 2) Indicazioni colorate del nastro:
BIANCO: il paziente potrebbe essere sottopeso.
VERDE: peso forma.
ARANCIONE: rischio salute medio.
ROSSO: rischio salute elevato.

Instrucciones para calculadora del índice BMI

- 1) Girar el cuadrante para alinear estatura y peso y leer el recuadro de BMI.
- 2) Indicación del color de la cinta métrica:
BLANCO: puede ser falto de peso.
VERDE: peso y forma deseable.
NARANJA: medio riesgo para la salud.
ROJO: alto riesgo para la salud.



www.gimaitaly.com



8 023279 273427

