

Aparat de magnetoterapie PEMF cu 2 canale, 300 Gauss, 35 de programe

Cod produs: **28300** Cod producător: **MAG2000** EAN: 8019781472038

Aparatul de magnetoterapie PEMF (câmp electromagnetic pulsat) MAG2000, produs de I.A.C.E.R. S.r.l (Italia), este destinat atât utilizării la domiciliu, cât și celei profesionale. Dispune de 2 canale și de o intensitate reglabilă a câmpului magnetic de până la 300 Gauss (150 Gauss pe canal), precum și de 35 de programe: 20 presetate pentru diverse patologii, 14 identificate prin frecvența de lucru (1–100 Hz) și un program Autoscan cu variație continuă a frecvenței, pentru tratarea simultană a țesuturilor dure și moi. Se livrează cu centură terapeutică elastică cu 3 solenoizi, alimentator, geantă de transport și manual.



DIMENSIUNI PRODUS

180 × 110 × 50 mm

SPECIFICAȚII TEHNICE

Parametru	Valoare
Tip dispozitiv	Dispozitiv pentru magnetoterapie (PEMF – câmp electromagnetic pulsat)
Model	MAG2000
Număr canale	2 canale
Intensitate maximă câmp magnetic	până la 300 Gauss (150 Gauss pe fiecare canal), reglabilă pentru toate programele
Număr total programe	35
Programe presetate	20 (osteoporoză, artroză, artrită, artroză cervicală, dureri articulare, entorse, fracturi, epicondilită, epitrohleită, contuzie intercostală, lombalgie, dureri lombare, artroză a umărului, gonartroză, periartrită, coxartroză, atrofie musculară, contractură musculară, osteonecroză)
Programe pe frecvență de lucru	14: 1 Hz, 3 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz
Program Autoscan	da – variație continuă a frecvenței pentru tratarea simultană a țesuturilor dure și moi
Interval frecvență de lucru	1–100 Hz
Aplicator	centură terapeutică elastică cu 3 solenoizi
Alimentare	alimentator (sursă externă), inclus
Dimensiuni unitate	180 × 110 × 50 mm
Cod UMDNS	12415
Cod GMDN	35169
UDI-DI de bază	8019781PEMFLFDEMNG
Cod EAN	8019781472038
Cod NC (vamal)	90191010
Standarde aplicate	EN 60601-1:2006 + A1:2013, EN 60601-1-2:2015, EN 60601-1-6:2010 + A1:2015, EN 60601-1-11:2015, EN ISO 14971:2019, ISO/TR 24971:2020, ISO 10993-1:2009, ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2010, EN 62304:2006, EN 62366:2008
Limbile manualului	engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană
Unitate de vânzare	1 bucată

UTILIZARE / INDICAȚII

- Dispozitiv pentru magnetoterapie, destinat utilizării la domiciliu și în mediu profesional.
- Tratamentul unor patologii osoase, articulare și musculare prin programele presetate: osteoporoză, artroză (cervicală, a umărului, gonartroză, coxartroză), artrită, periartrită, dureri articulare, entorse, fracturi, epicondilită, epitrohleită, contuzie intercostală, lombalgie, dureri lombare, atrofie musculară, contractură musculară, osteonecroză.
- Programul Autoscan permite tratarea simultană a țesuturilor dure și a celor moi, prin variația continuă a frecvenței.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE, PE SCURT

- Aplicați centura terapeutică elastică cu 3 solenoizi pe zona de tratat.
- Selectați unul dintre cele 35 de programe (presetat, pe frecvență 1–100 Hz sau Autoscan) și reglați intensitatea câmpului magnetic până la maximum 300 Gauss (150 Gauss pe canal).

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

—

AVERTIZĂRI

—

CONTRAINDICAȚII

—

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- Unitate MAG2000
- Centură terapeutică elastică cu 3 solenoizi
- Alimentator
- Geantă de transport
- Manual de utilizare (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană)

CONFORMITATE ȘI ORIGINE

Clasa dispozitivului	Clasa IIa (Anexa IX, regula 9, Directiva 93/42/CEE)
Marcaj CE	CE 0068
Organism notificat	0068 – MTIC InterCert S.r.l., Via G. Leopardi 14, Milano (MI) 20123, Italia
Țara de origine	—

PRODUCĂTOR / REPREZENTANT UE / IMPORTATOR / DISTRIBUTOR

Producător	Reprezentant autorizat UE
I.A.C.E.R. S.r.l. Via Enzo Ferrari 2 – 30037 Scorzè (Ve), Italia	—
Importator	Distribuitor în România
—	SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. (Golden Protect) CIF RO43110660 Str. Oașului 22B, Hala A, Otopeni, Ilfov Aviz ANMDR nr. 10007/25.10.2024 EUDAMED RO-IM-000004410 Suport Vânzări 0732 350 725 · goldenprotect.ro